

Simulateur abdominal d'injection



Le simulateur abdominal d'injection est un support de formation destiné à l'apprentissage des injections sous-cutanées et de la pose de sets d'infusion pour pompe à insuline. Il permet de travailler les bons gestes sur une zone abdominale réaliste, sans utiliser de patient réel.

Son abdomen souple aide les apprenants à comprendre le positionnement des injections, la rotation des sites et l'évitement de la zone recommandée autour du nombril. Sa peau réaliste et son tissu abdominal simulé offrent un support adapté aux formations en soins infirmiers, éducation thérapeutique du diabète et auto-injection.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques – Simulateur abdominal d'injection	
Type de produit	Simulateur abdominal d'injection
Gestes travaillés	Injections sous-cutanées, auto-injection, pose de sets d'infusion pour pompe à insuline
Zone simulée	Abdomen
Structure	Peau réaliste avec tissu abdominal simulé
Sécurité pédagogique	Support plastique souple limitant le passage complet des aiguilles
Liquide d'entraînement	Eau distillée uniquement
Produits à ne pas utiliser	Insuline ou médicaments réels
Poids d'expédition	environ 0,45 kg
Dimensions du carton	10 x 6 x 1,25 pouces

Utilisations

- formation à l'injection sous-cutanée ;
- apprentissage de la pose de sets d'infusion pour pompe à insuline ;
- entraînement à l'auto-injection avec stylo ;

- éducation thérapeutique du patient diabétique ;
- formation en soins infirmiers, santé paramédicale ou laboratoire de compétences cliniques.

FAQ – Simulateur abdominal d'injection

Peut-on utiliser de l'insuline ou de vrais médicaments avec ce simulateur ?

Non. La fiche indique de ne pas utiliser d'insuline ni de médicaments réels, car ils peuvent endommager le matériau. Pour les exercices, l'utilisation d'**eau distillée** est recommandée.

Pourquoi faut-il travailler la rotation des sites d'injection ?

La rotation des sites permet d'apprendre à varier les zones d'injection et à éviter les répétitions au même endroit, ce qui correspond aux bonnes pratiques enseignées lors des formations à l'injection sous-cutanée.

Le simulateur peut-il être réutilisé ?

Oui, il peut être utilisé pour plusieurs entraînements. La fiche précise toutefois qu'il est considéré comme jetable, et que la rotation des sites ainsi que l'usage d'aiguilles plus petites peuvent aider à prolonger sa durée de vie.