Simulator für Injektionen in den Bauchraum



Der Bauchsimulator für Injektionen ist ein Schulungshilfsmittel zum Erlernen subkutaner Injektionen und zum Anlegen von Infusionssets für Insulinpumpen. Er ermöglicht es, die richtigen Handgriffe an einem realistischen Bauchbereich zu üben, ohne einen echten Patienten zu verwenden.

Sein flexibler Bauchbereich hilft den Lernenden, die Positionierung der Injektionen, den Wechsel der Injektionsstellen und die Vermeidung des empfohlenen Bereichs um den Bauchnabel herum zu verstehen. Seine realistische Haut und sein simuliertes Bauchgewebe bieten eine geeignete Grundlage für Schulungen in den Bereichen Krankenpflege, therapeutische Diabetesberatung und Selbstinjektion.

Technische Daten

Technische Daten – Bauch-Injektionssimulator	
Produkttyp	Bauchsimulator für Injektionen
Übte Handgriffe	Subkutane Injektionen, Selbstinjektion, Anlegen von Infusionssets für Insulinpumpen
Simulierter Bereich	Bauch
Aufbau	Realistische Haut mit simuliertem Bauchgewebe
Lernsicherheit	Flexibler Kunststoffträger, der das vollständige Eindringen der Nadeln verhindert
Übungsflüssigkeit	Ausschließlich destilliertes Wasser
Nicht zu verwendende Produkte	Insulin oder echte Medikamente
Versandgewicht	ca. 0,45 kg
Abmessungen des Kartons	10 x 6 x 1,25 Zoll

Verwendungszweck

- Schulung zur subkutanen Injektion;
- Einweisung in das Anlegen von Infusionssets für Insulinpumpen;

- Training zur Selbstinjektion mit einem Injektionsstift;
- therapeutische Schulung von Diabetespatienten;
- Ausbildung in den Bereichen Krankenpflege, paramedizinische Berufe oder klinische Laborfertigkeiten.

FAQ – Abdominaler Injektionssimulator

Kann man mit diesem Simulator Insulin oder echte Medikamente verwenden?

Nein. In der Gebrauchsanweisung wird darauf hingewiesen, weder Insulin noch echte Medikamente zu verwenden, da diese das Material beschädigen können. Für die Übungen wird die Verwendung**von destilliertem Wasser** empfohlen.

Warum muss der Wechsel der Injektionsstellen geübt werden?

Durch den Wechsel der Injektionsstellen lernt man, die Injektionsbereiche zu variieren und Wiederholungen an derselben Stelle zu vermeiden, was den bewährten Praktiken entspricht, die in Schulungen zur subkutanen Injektion vermittelt werden.

Kann der Simulator wiederverwendet werden?

Ja, er kann für mehrere Trainingseinheiten verwendet werden. In der Gebrauchsanweisung wird jedoch darauf hingewiesen, dass er als Einwegprodukt gilt und dass der Wechsel der Injektionsstellen sowie die Verwendung kleinerer Nadeln dazu beitragen können, seine Lebensdauer zu verlängern.