Maleta de simulación de lesiones para la formación en primeros auxilios



La **maleta de simulación de lesiones** está diseñada para recrear situaciones realistas en los cursos de primeros auxilios, atención de urgencias y asistencia a las víctimas. Combina lesiones reutilizables, un sistema de simulación de hemorragias y diversos productos de maquillaje que permiten reproducir visualmente varios tipos de traumatismos.

En particular, permite a los alumnos practicar técnicas de **vendaje, inmovilización y atención a una víctima herida** en condiciones más cercanas a una situación real.

Maletín de simulación de lesiones para ejercicios realistas

La presencia de heridas preformadas y de productos de maquillaje permite al formador crear diferentes escenarios pedagógicos sin tener que realizar cada herida íntegramente a partir de productos de moldeado.

El maletín puede utilizarse, entre otras cosas, para:

- aprender a vendar una herida;
- la atención de una fractura abierta;
- el entrenamiento en la inmovilización de una extremidad lesionada;
- el reconocimiento de diferentes lesiones;
- simular una hemorragia;
- la creación de casos prácticos para cursos de primeros auxilios;
- ejercicios destinados a socorristas y personal de primera intervención.

Una fractura abierta de tibia con simulación de hemorragia

El maletín incluye una **simulación de fractura abierta de tibia** equipada con un depósito y una bomba.

Este sistema permite añadir sangre simulada al escenario para reproducir una lesión asociada a una hemorragia y entrenar a los participantes a reconocer la situación y aplicar las medidas previstas en su formación.

12 heridas adhesivas para variar los escenarios

Como complemento a la fractura de tibia, el conjunto incluye **12 simulaciones que reproducen laceraciones y fracturas abiertas para pegar**.

Estas lesiones pueden utilizarse varias veces para crear diferentes casos prácticos y variar la localización o el aspecto del traumatismo de un ejercicio a otro.

Sangre simulada y efectos de maquillaje

El maletín contiene varios productos destinados a reproducir los efectos visuales asociados a las lesiones:

- 1 frasco de sangre de maquillaje coagulante;
- 1 sobre de polvo para preparar sangre simulada;
- 1 sobre de metilcelulosa para espesar la sangre simulada;
- 1 cera para simular heridas;
- 4 colores de maquillaje: blanco, azul, marrón y rojo;
- 1 pulverizador para crear diferentes efectos de simulación.

De este modo, el formador puede trabajar el color, el aspecto y el sangrado aparente de la herida para que el escenario resulte más creíble.

Simulación de una herida con fragmentos de cristal

También se incluye una **bolsita de plexiglás roto** para reproducir visualmente una lesión con fragmentos similares al cristal.

Estos elementos están destinados a la simulación pedagógica y permiten enriquecer los escenarios de traumatismos sin utilizar cristal roto real.

Contenido del maletín

	1
	12
	1 frasco
	1 sobre
	1
	1 sobre
	4
	1
	1

Espátulas	3
Palos para la lengua	3
Metilcelulosa para espesar la sangre simulada	1 sobre

Para la formación de socorristas y personal de primera intervención

Este maletín está destinado a formadores que deseen incorporar **lesiones simuladas realistas en sus ejercicios prácticos**. Es especialmente adecuado para la formación de socorristas, personal sanitario, personal de primera intervención y equipos que deban atender a víctimas en situaciones de emergencia.

Los elementos reutilizables permiten organizar varias sesiones de formación y adaptar los escenarios en función de las competencias que se trabajen.

Características técnicas

Maletín de simulación de lesiones	
Tipo	Kit didáctico de simulación de lesiones
Aplicaciones	Formación en primeros auxilios, atención de urgencias y asistencia a las víctimas
Lesión principal	Fractura abierta de tibia con depósito y bomba
Heridas adhesivas	12 laceraciones y fracturas abiertas variadas
Sistema de sangre simulada	Sangre coagulante, polvo de preparación, depósito, bomba y espesante
Material de maquillaje	Cera de simulación y 4 colores de maquillaje
Elementos reutilizables	Sí, según el tipo de elemento
Peso	2,270 kg

Preguntas frecuentes – Maletín de simulación de lesiones

¿Se pueden reutilizar las lesiones?

Las lesiones simuladas están diseñadas para reutilizarse en varias sesiones de formación. Sin embargo, los productos consumibles, como la sangre simulada, los colorantes o el adhesivo, deben renovarse cuando se agoten.

¿Se puede practicar el tratamiento de una fractura abierta?

Sí. Se ha previsto específicamente una simulación de fractura abierta de tibia con depósito y bomba para crear este tipo de escenario y formar a los alumnos en las maniobras de tratamiento asociadas.

¿Incluye el maletín material de maquillaje?

Sí. Incluye, entre otros, cera de simulación, cuatro colores de maquillaje, sangre artificial, un espesante, adhesivo corporal y diversos accesorios de aplicación.

¿Para qué tipo de formaciones está destinado este maletín?

Está diseñada para cursos de primeros auxilios, atención de urgencias y atención a víctimas. El fabricante la recomienda, en particular, para los servicios médicos de urgencias, el personal de enfermería, los primeros intervinientes y los cursos de gestión de catástrofes.