Valise de simulation de blessures pour formation au secourisme



La **valise de simulation de blessures** est conçue pour créer des scénarios réalistes lors des formations au secourisme, aux soins d'urgence et à la prise en charge des victimes. Elle associe des blessures réutilisables, un système de simulation de saignement et différents produits de maquillage permettant de reproduire visuellement plusieurs types de traumatismes.

Elle permet notamment aux apprenants de s'exercer aux techniques de **bandage, d'immobilisation et de prise en charge d'une victime blessée** dans des conditions plus proches d'une situation réelle.

Valise de simulation de blessures pour des exercices réalistes

La présence de blessures préformées et de produits de maquillage permet au formateur de construire différents scénarios pédagogiques sans devoir réaliser chaque plaie entièrement à partir de produits de moulage.

La valise peut notamment être utilisée pour :

- l'apprentissage du bandage d'une plaie ;
- la prise en charge d'une fracture ouverte ;
- l'entraînement à l'immobilisation d'un membre traumatisé ;
- la reconnaissance de différentes blessures ;
- la simulation d'une hémorragie ;
- la création de cas concrets pour les formations aux premiers secours ;
- les exercices destinés aux secouristes et premiers intervenants.

Une fracture ouverte du tibia avec simulation de saignement

La valise comprend une **simulation de fracture ouverte du tibia** équipée d'un réservoir et d'une pompe.

Ce système permet d'ajouter du sang simulé au scénario afin de reproduire une blessure associée à un saignement et d'entraîner les participants à reconnaître la situation et à mettre en œuvre les gestes prévus dans leur formation.

12 plaies adhésives pour varier les scénarios

En complément de la fracture du tibia, la composition comprend **12 simulations assorties de lacérations et de fractures ouvertes à coller**.

Ces blessures peuvent être utilisées à plusieurs reprises afin de créer différents cas concrets et de faire varier la localisation ou l'aspect du traumatisme d'un exercice à l'autre.

Sang simulé et effets de maquillage

La valise contient plusieurs produits destinés à reproduire les effets visuels associés aux blessures :

- 1 flacon de sang de maquillage coagulant ;
- 1 sachet de poudre pour préparer du sang simulé ;
- 1 sachet de méthylcellulose permettant d'épaissir le sang simulé ;
- 1 cire de simulation de blessures ;
- 4 couleurs de fard : blanc, bleu, brun et rouge ;
- 1 vaporisateur permettant de créer différents effets de mise en situation.

Le formateur peut ainsi travailler la couleur, l'apparence et le saignement apparent de la blessure afin de rendre le scénario plus crédible.

Simulation d'une plaie avec éclats de verre

Un **sachet de Plexiglas brisé** est également fourni pour reproduire visuellement une blessure comportant des fragments ressemblant à du verre.

Ces éléments sont destinés à la simulation pédagogique et permettent d'enrichir les scénarios de traumatismes sans utiliser de véritable verre brisé.

Composition de la valise

	1
	12
	1 flacon
	1 sachet
	1
	1 sachet
	4
	1
	1

Spatules	3
Abaisse-langues	3
Méthylcellulose pour épaissir le sang simulé	1 sachet

Pour la formation des secouristes et premiers intervenants

Cette valise est destinée aux formateurs qui souhaitent intégrer des **blessures simulées réalistes dans leurs exercices pratiques**. Elle convient notamment aux formations des secouristes, personnels de santé, premiers intervenants et équipes amenées à prendre en charge des victimes lors de situations d'urgence.

Les éléments réutilisables permettent d'organiser plusieurs sessions de formation et de faire évoluer les scénarios en fonction des compétences travaillées.

Caractéristiques techniques

Valise de simulation de blessures	
Type	Ensemble pédagogique de simulation de blessures
Applications	Formation au secourisme, soins d'urgence et prise en charge des victimes
Blessure principale	Fracture ouverte du tibia avec réservoir et pompe
Plaies adhésives	12 lacérations et fractures ouvertes assorties
Système de sang simulé	Sang coagulant, poudre de préparation, réservoir, pompe et épaississant
Matériel de maquillage	Cire de simulation et 4 couleurs de fard
Éléments réutilisables	Oui, selon le type d'élément
Poids	2.270 Kg

FAQ – Valise de simulation de blessures

Les blessures peuvent-elles être réutilisées ?

Les blessures simulées sont conçues pour être réutilisées lors de plusieurs sessions de formation. Les produits consommables comme le sang simulé, les fards ou l'adhésif doivent en revanche être renouvelés lorsqu'ils sont épuisés.

Peut-on travailler la prise en charge d'une fracture ouverte ?

Oui. Une simulation de fracture ouverte du tibia avec réservoir et pompe est spécialement prévue pour créer ce type de scénario et entraîner les apprenants aux gestes de prise en charge associés.

La valise comprend-elle du matériel de maquillage ?

Oui. Elle comprend notamment de la cire de simulation, quatre couleurs de fard, du sang artificiel, un épaississant, un adhésif corporel et différents accessoires de mise en œuvre.

À quels types de formations cette valise est-elle destinée ?

Elle est conçue pour les formations au secourisme, aux soins d'urgence et à la prise en charge des victimes. La source fabricant cite notamment les services médicaux d'urgence, les infirmiers, les premiers intervenants et les formations à la gestion des catastrophes.