


Kopie von Kopie von Flasche 200 ml Kochsalzlösung PLUM 4691



Die **Plum Green Box Wand-Augenwaschstation 2 x 500 ml** wurde entwickelt, um eine sichtbare und schnell erreichbare Spülstelle für Staub, Schmutz oder Fremdkörper in den Augen oder Wunden zur Verfügung zu stellen. Sie enthält **zwei 500-ml-Flaschen Plum Wound and Eyewash 0,9 % Natriumchloridlösung**.

Die geschlossene Box schützt die Fläschchen vor Staub und Schmutz und eignet sich daher besonders für exponierte Arbeitsumgebungen: Werkstätten, Produktions- und Wartungsbereiche, Lager, technische Räume oder kleine Arbeitsplätze, an denen eine Erste-Hilfe-Lösung in der Nähe benötigt wird.

Eine geschlossene Station für Notfallspülungen

Diese Wandstation hält die Flaschen sauber, sichtbar und zugänglich an dem Ort, an dem eine sofortige Spülung erforderlich sein könnte. Die **0,9%ige** Kochsalzlösung ist für die mechanische Spülung von Staub, Schmutz oder Partikeln in den Augen oder Wunden bestimmt.

Diese Wandstation hält die Flaschen sauber, sichtbar und zugänglich an dem Ort, an dem eine sofortige Spülung erforderlich sein kann. Die **0,9%ige** Kochsalzlösung ist für die mechanische Spülung von Staub, Schmutz oder Partikeln in den Augen oder Wunden bestimmt.

Technische Daten

	Plum
	4650
	Wandmontierte Augenwaschstation in geschlossener Box
	2 x 500 ml
	Plum Wound and Eyewash 0,9 % Natriumchlorid

Koffer	Hochfestes Polystyrol, geschlossen und staubdicht
Installation	Montage an der Wand
Mitgelieferte Ausstattung	Klare Piktogramme und Spiegel
Empfohlene Verwendung	Spülung der Augen oder Wunden bei Staub, Schmutz oder Fremdkörpern

Für welche Zwecke sollte diese Augenspülstation gewählt werden?

Diese Station ist für Arbeitsplätze vorgesehen, an denen eine schnelle Spülung nach einem Staub-, Schmutz- oder Fremdkörperauswurf erforderlich sein kann. Sie eignet sich für Arbeitsumgebungen, in denen die Flaschen geschützt bleiben müssen, aber dennoch leicht verfügbar sein sollen.

- werkstätten und Wartungsbereiche ;
- staubige oder schmutzige Produktionsbereiche ;
- lagerhäuser, Logistikplattformen und Vorbereitungsstationen ;
- teknikräume, kleine Arbeitsplätze oder abgelegene Stellen ;
- standorte, an denen eine wandmontierte Erste-Hilfe-Stelle in der Nähe erforderlich ist.

FAQ - Augenwaschstation Plum Green Box 2 x 500 ml

In welchem Fall sollte man diese Station mit 2 Flaschen Kochsalzlösung wählen?

Diese Station ist geeignet, wenn die Hauptgefahr von Staub, Schmutz oder Fremdkörpern in den Augen oder Wunden ausgeht. Die beiden 500-ml-Flaschen bieten eine komfortablere Spülkapazität als ein kompakteres Format.

Was ist der Unterschied zu einer Station, die pH Neutral enthält?

Diese Version enthält nur eine 0,9%ige Kochsalzlösung, die für die mechanische Spülung bestimmt ist. Wenn es sich bei dem Risiko um Spritzer von Säuren oder Laugen handelt, kann eine Station mit einer Kombination aus pH Neutral und einer Kochsalzlösung besser geeignet sein.

Was ist bei den regelmäßigen Kontrollen zu überprüfen?

Es sollte überprüft werden, ob die Station sichtbar und zugänglich bleibt, ob die Flaschen vorhanden, sauber und nicht abgelaufen sind und ob die Piktogramme sowie der Spiegel in gutem Zustand bleiben.