

4er-Set „ mannequins “ für Erwachsene von RCP Sani-Man



Das **4er-Set „ mannequins “ für Erwachsene von Sani-Man** ist für die Schulung in Herz-Lungen-Wiederbelebensmaßnahmen vorgesehen. Es ermöglicht die gleichzeitige Ausbildung mehrerer Teilnehmer, wobei jeder Arbeitsplatz mit einem „ mannequin “ ausgestattet ist, um die Übungen reibungsloser und effektiver zu gestalten.

Mit jedem „ mannequin “ lassen sich das Freimachen der Atemwege durch **Kopfneigung und Kinnanhebung**, Herzdruckmassagen sowie Beatmungshübe üben. Die sichtbare Anhebung des Brustkorbs hilft dem Ausbilder zu überprüfen, ob die Beatmung korrekt durchgeführt wird.

Das System aus **Gesichtsmaske und integrierten Lungen** reduziert den Reinigungs-, Desinfektions- und Demontageaufwand zwischen den Einsätzen. Der mit Schaumstoff gefüllte Torso bietet einen angemessenen Widerstand bei den Herzdruckmassagen, während tastbare Markierungen die korrekte Positionierung der Hände erleichtern.

Technische Daten

| | |
|--|---|
| | |
| | 4er-Set Sani-Man- mannequins -Modelle für die CPR-Ausbildung |
| | 4 Erwachsenen- mannequins |
| | Freimachen der Atemwege, Beatmung, Herzdruckmassage |
| | Kopfneigung und Kinnanhebung |
| | Sichtbare Anhebung des Brustkorbs |
| | Tastbare Orientierungspunkte für die Handhaltung |
| | Mit Schaumstoff gefüllter Oberkörper mit Kompressionswiderstand |

| | |
|----------------|--|
| Haut | Strapazierfähiges Vinyl |
| Hygienesystem | Gesichtsmaske mit integrierten Lungen |
| Lieferumfang | 4 „ mannequins “ für Erwachsene, Transporttasche, 100 Gesichtsmasken-/Lungen-Sets, 3 Atemwege und Gebrauchsanweisung |
| Versandmaße | 21 x 19 x 16 Zoll, d. h. ca. 53,3 x 48,3 x 40,6 cm |
| Versandgewicht | 30 lb, d. h. ca. 13,6 kg |

Einsatzbereiche

- Schulung in Herz-Lungen-Wiederbelebung bei Erwachsenen;
- Gruppenschulungen mit mehreren Teilnehmern;
- Erlernen von Herzdruckmassagen und Beatmungen;
- Ausbildung in Erster Hilfe, Rettungsdienst, Arbeitssicherheit oder Ähnlichem;
- Einsatz in Ausbildungszentren, Schulen, Vereinen oder Rettungsorganisationen.

FAQ – 4er-Set „ mannequins “ für die Herz-Lungen-Wiederbelebung bei Erwachsenen von Sani-Man

Wie wird die Hygiene während der Schulungen gewährleistet?

Das System verwendet eine **Gesichtsmaske mit integrierten Lungen**. Diese Konstruktion reduziert den Reinigungs-, Desinfektions- und Demontageaufwand zwischen den Benutzern.

Wie lässt sich überprüfen, ob die Beatmung korrekt durchgeführt wird?

Anhand einer **sichtbaren Hebung des Brustkorbs** lässt sich visuell überprüfen, ob die Beatmung korrekt durchgeführt wird.

Ermöglichen die „ mannequins “ das Einüben der richtigen Handposition?

Ja. Die „ mannequins “ verfügen über **tastbare Markierungen**, die den Lernenden helfen, ihre Hände bei den Herzdruckmassagen richtig zu positionieren.