

## Sani-Man-Reanimationspuppe für Erwachsene



Das kostengünstige „ mannequin “ für Erwachsene von RCP ist ein einfaches und leicht zugängliches Trainingsgerät, das für das Erlernen der Herz-Lungen-Wiederbelebung bei Erwachsenen entwickelt wurde. Es ermöglicht den Lernenden, die Freimachung der Atemwege, Herzdruckmassagen und Beatmungshübe in einem strukturierten Lernumfeld zu üben.

Der „ mannequin “ verfügt über eine Funktion zum **Neigen des Kopfes und Anheben des Kinns**, um die Freimachung der Atemwege korrekt zu üben. Sein System aus **Gesichtsmaske und Lunge** erleichtert die Organisation der Schulungen und reduziert den Aufwand für Reinigung, Desinfektion und Demontage zwischen den Übungen.

Die strapazierfähige Vinylhaut, der mit Schaumstoff gefüllte Oberkörper und die tastbaren Markierungen ermöglichen wiederholte Trainingsdurchgänge. **Die sichtbare Anhebung des Brustkorbs** hilft dem Ausbilder, schnell zu überprüfen, ob die Beatmung korrekt durchgeführt wird.

### Technische Daten

	Erwachsenen-Reanimationspuppe
	Erwachsener
	Freimachen der Atemwege, Beatmung und Herzdruckmassage
	Kopfneigung und Anheben des Kinns
	Sichtbare Anhebung des Brustkorbs
	Gesichtsmaske mit Lunge

Haut	Strapazierfähiges Vinyl
Oberkörper	Mit Schaumstoff gefüllt, um Druckfestigkeit zu gewährleisten
Anatomische Markierungen	Tastbare Markierungen zur Positionierung der Hände
Lieferumfang	Puppe, 3 Atemwege und Gebrauchsanweisung
Tragetasche	Nicht im Lieferumfang enthalten
Abmessungen	48 x 38 x 23 cm
Versandgewicht	3,2 kg

## Anwendungsbereiche

- Ausbildung in Herz-Lungen-Wiederbelebung bei Erwachsenen;
- Erlernen der Herzdruckmassage;
- Training der Beatmung mit visueller Kontrolle;
- Ausbildung in Erster Hilfe, Rettungsdienst, Arbeitsschutz (SST) oder Ähnlichem;
- Einsatz in Schulen, Ausbildungszentren, Vereinen oder Rettungsorganisationen.

## FAQ – Kostengünstige CPR-Puppe für Erwachsene

### Ist diese „ mannequin “ für Gruppenschulungen geeignet?

Ja. Dank seiner kostengünstigen Ausführung können mehrere Übungsplätze ausgestattet und mehr Teilnehmer in einer einzigen Schuleinheit üben.

### Wie lässt sich überprüfen, ob die Beatmung korrekt erfolgt?

Anhand einer **sichtbaren Anhebung des Brustkorbs** lässt sich visuell überprüfen, ob während der Übung Luft eingeblasen wird.

### Erfordert das „ mannequin “ eine aufwendige Reinigung zwischen den Benutzern?

Nein. Das **Gesichtsmasken-System mit Lunge** reduziert den Reinigungs-, Desinfektions- und Demontageaufwand während der Schulungen.