

## copia de copia de PLUM Botella de 200 ml de solución salina 4691



**La estación lavaojos de pared Plum Green Box 2 x 500 ml** está diseñada para proporcionar un punto de enjuague visible y rápidamente accesible en caso de polvo, suciedad o cuerpos extraños en los ojos o heridas. Contiene **2 botellas de 500 ml** de solución **Plum Wound and Eyewash de cloruro sódico al 0,9%**.

Su estuche cerrado protege las botellas del polvo y la suciedad, lo que lo hace especialmente adecuado para entornos de trabajo expuestos: talleres, áreas de producción, mantenimiento, almacenes, salas técnicas o pequeños puestos de trabajo que requieran una solución local de primeros auxilios.

### **Una estación cerrada para enjuagues de emergencia**

Esta estación montada en la pared mantiene las botellas limpias, visibles y accesibles allí donde se requiera un aclarado inmediato. La solución salina **al 0,9%** está diseñada para el aclarado mecánico de polvo, suciedad o partículas de ojos o heridas.

Esta estación montada en la pared mantiene las botellas limpias, visibles y accesibles cuando se requiere un aclarado inmediato. La solución salina **al 0,9%** está diseñada para el lavado mecánico del polvo, la suciedad o las partículas de los ojos o las heridas.

	Estación lavaojos de pared en caja cerrada
	2 x 500 ml
	Plum Wound and Eyewash 0,9% cloruro sódico
	Poliestireno de alta resistencia, cerrada y estanca al

	polvo
<b>Instalación</b>	Montaje mural
<b>Equipo suministrado</b>	Pictogramas claros y espejo
<b>Uso recomendado</b>	Lavado de ojos o heridas en caso de polvo, suciedad o cuerpos extraños

## ¿Por qué elegir esta estación lavaojos?

Esta estación está diseñada para lugares de trabajo en los que puede ser necesario un aclarado rápido tras salpicaduras de polvo, suciedad o cuerpos extraños. Es adecuada para entornos profesionales en los que las botellas deben permanecer protegidas sin dejar de estar fácilmente disponibles.

- talleres y zonas de mantenimiento ;
- zonas de producción polvorientas o sucias
- almacenes, plataformas logísticas y zonas de preparación;
- salas técnicas, pequeños lugares de trabajo o puestos aislados;
- lugares que requieren un punto de primeros auxilios mural cercano.

## FAQ - Estación lavaojos Plum Green Box 2 x 500 ml

### ¿Cuándo elegir esta estación con 2 botellas de suero fisiológico?

Este puesto es ideal cuando el principal riesgo es el polvo, la suciedad o los cuerpos extraños en los ojos o las heridas. Las dos botellas de 500 ml proporcionan una capacidad de enjuague más cómoda que un formato más compacto.

### ¿Cuál es la diferencia con una estación que contiene pH Neutro?

Esta versión sólo contiene una solución salina al 0,9% para el aclarado mecánico. Si el riesgo se refiere a salpicaduras ácidas o alcalinas, puede ser más adecuada una estación que combine una solución de pH Neutro y una solución salina.

### ¿Qué debo comprobar durante las inspecciones periódicas?

Compruebe que la estación sigue siendo visible y accesible, que las botellas están presentes, limpias y no caducadas, y que los pictogramas y el espejo están en buen estado.