

Férula para dedos SAM SPLINT, paquete de 10 unidades



Férula para dedos SAM SPLINT para una inmovilización rápida

La férula para dedos SAM SPLINT es un dispositivo de inmovilización compacto diseñado para inmovilizar un dedo lesionado de forma rápida, sencilla y eficaz. Está especialmente indicada para situaciones de primeros auxilios, botiquines de intervención, entornos médicos, deportivos y profesionales, así como para la atención inicial sobre el terreno.

Inspirada en el principio de las férulas SAM SPLINT clásicas, combina **flexibilidad de moldeado y sujeción estructurada**. Una vez moldeada, la férula permite estabilizar el dedo para limitar los movimientos y proporcionar un primer nivel de sujeción antes de recibir asesoramiento o atención médica.

Un formato compacto para lesiones en los dedos

Con su formato específico de **9,4 x 4,6 cm**, esta versión está diseñada para la **inmovilización de los dedos**. Más compacta que una férula larga, se transporta fácilmente y puede guardarse en un botiquín de primeros auxilios, una bolsa médica o un kit de emergencia sin ocupar mucho espacio.

El envase en **lotes de 10 férulas** permite disponer de varias unidades listas para su uso, especialmente para profesionales, asociaciones de socorro, instalaciones deportivas, colectividades o entornos que requieran material de primeros auxilios en grandes cantidades.

Una férula ligera, moldeable y reutilizable

La férula SAM SPLINT para dedos es **ligera, compacta y fácilmente moldeable**. Se puede doblar o dar forma según sea necesario para adaptarse a la zona que se desea inmovilizar. Se fija fácilmente con cinta adhesiva médica, una venda o un sistema de sujeción adecuado.

Su diseño **reutilizable y resistente al agua** la convierte en una solución práctica para diversos entornos de intervención. Además, es **radiotransparente**, lo que permite realizar exploraciones radiográficas sin que la férula suponga un inconveniente importante.

¿Para qué casos se utiliza una férula para dedos SAM SPLINT?

Esta férula está destinada a la **inmovilización temporal de un dedo** en caso de lesión, golpe, traumatismo, esguince o sospecha de fractura. Constituye una solución de primeros auxilios que permite limitar los movimientos a la espera de una evaluación médica.

Puede ser utilizada por **profesionales de primeros auxilios**, equipos médicos, instalaciones deportivas, empresas, administraciones públicas o cualquier organización que desee completar su material de emergencia con una solución sencilla y fiable para las lesiones en los dedos.

¿Es adecuada esta férula para un botiquín de primeros auxilios?

Sí, su formato compacto y su presentación en **lotes de 10** la convierten en un material adecuado para botiquines de primeros auxilios, bolsas de intervención, kits deportivos o puestos de primeros auxilios.

¿Se puede reutilizar la férula?

Sí, este modelo está indicado como **reutilizable**. No obstante, conviene comprobar su estado tras su uso y respetar las normas de higiene adecuadas al contexto de la intervención.

¿Cómo se mantiene la férula en su sitio?

La férula se puede fijar con **cinta adhesiva médica**, una venda o un dispositivo de sujeción adecuado. La elección del método de sujeción depende de la situación, de la comodidad que se busque y de la recomendación del profesional sanitario o del socorrista que intervenga.