

Férula de inmovilización infantil SAM SPLINT de 46 cm



Férula de inmovilización infantil SAM SPLINT

La férula infantil **SAM SPLINT** es una férula de inmovilización ligera y versátil, diseñada para la estabilización temporal de una extremidad lesionada en el marco de los primeros auxilios. Su tamaño reducido permite su uso en **extremidades más cortas**, especialmente cuando el modelo estándar resulta demasiado largo o voluminoso.

Flexible cuando está plana, la férula se vuelve más rígida una vez moldeada. Se puede **doblar, moldear, curvar o recortar** para adaptarse a diferentes situaciones de inmovilización. Esta capacidad de moldeado permite garantizar una sujeción eficaz mientras se espera la atención médica adecuada.

Un formato compacto para primeros auxilios

Más corta que una férula de inmovilización clásica, esta versión junior se guarda fácilmente en un **botiquín de primeros auxilios**, una bolsa de intervención, un vehículo sanitario, un puesto de primeros auxilios o un kit de emergencia.

Su tamaño reducido facilita su uso en contextos en los que una férula estándar resultaría demasiado larga. Constituye una solución adecuada para los **profesionales de los servicios de emergencia**, las instalaciones deportivas, las administraciones públicas, los establecimientos abiertos al público o los equipos médicos que deseen disponer de un dispositivo de inmovilización sencillo y versátil.

Una férula ligera, moldeable y reutilizable

La férula SAM SPLINT junior está diseñada para ser **ligera, compacta y fácil de transportar**. Se puede enrollar o doblar para guardarla y volver a darle forma en el momento de su uso.

Se caracteriza por **ser resistente al agua, reutilizable y radiotransparente**. Se puede fijar con cinta adhesiva médica, una venda o un sistema de sujeción adecuado a cada situación.

¿Para qué usos se utiliza la férula SAM SPLINT junior?

Esta férula está destinada **ala inmovilización temporal** en casos de traumatismos, lesiones o sospechas de fracturas. Permite estabilizar una extremidad o una articulación según las necesidades de la intervención y las medidas de primeros auxilios adecuadas.

Gracias a su diseño versátil, está dirigida a **socorristas, equipos médicos, personal de ambulancias, formadores, instalaciones deportivas y colectividades** que necesiten un equipo compacto, fiable y de rápida puesta en marcha sobre el terreno.

¿En qué se diferencia de la férula SAM SPLINT de 91 cm?

La versión junior es más corta y más compacta que la férula SAM SPLINT de 91 cm. Por lo tanto, resulta más adecuada para **extremidades más cortas** o para necesidades de inmovilización que requieran un tamaño reducido.

¿Se puede cortar la férula?

Sí, la férula se puede cortar con unas tijeras adecuadas para ajustar su longitud o su forma según sea necesario.

¿Cómo se fija la férula una vez ajustada?

Una vez colocada, la férula se puede sujetar con **adhesivo médico**, una venda o un sistema de sujeción adecuado. La fijación debe estabilizar la zona lesionada sin ejercer una compresión excesiva.