

Lote de 4 maniqués de RCP para adultos « mannequins » de Sani-Man



El lote de 4 maniqués de RCP Sani-Man « mannequins » para adultos está destinado a la formación en técnicas de reanimación cardiorrespiratoria. Permite equipar a varios alumnos al mismo tiempo, con un maniquí « mannequin » por puesto de trabajo, con el fin de que los ejercicios sean más fluidos y eficaces.

Cada « mannequin » permite practicar la apertura de las vías respiratorias mediante la **inclinación de la cabeza y la elevación de la barbilla**, las compresiones torácicas y las insuflaciones. La elevación visible del tórax ayuda al formador a comprobar que la ventilación se realiza correctamente.

El sistema de **máscara facial con pulmones integrados** reduce las operaciones de limpieza, desinfección y desmontaje entre usos. El torso relleno de espuma ofrece una resistencia adecuada a las compresiones, mientras que las marcas palpables facilitan la correcta colocación de las manos.

Características técnicas

	Lote de mannequins os adultos para formación en RCP
	4 maniqués de mannequins o para adultos
	Desobstrucción de las vías respiratorias, insuflaciones, compresiones torácicas
	Inclinación de la cabeza y elevación de la barbilla
	Elevación visible del tórax
	Puntos de referencia palpables para colocar las manos
	Torso relleno de espuma con resistencia a las compresiones
	Vinilo resistente

Sistema higiénico	Máscara facial con pulmones integrados
Contenido incluido	4 mannequins o para adultos, bolsa de transporte, 100 sistemas de máscara facial con pulmones, 3 vías respiratorias y manual de instrucciones
Dimensiones de envío	21 x 19 x 16 pulgadas, es decir, aproximadamente 53,3 x 48,3 x 40,6 cm
Peso de envío	30 lb, es decir, aproximadamente 13,6 kg

Usos

- formación en reanimación cardiopulmonar en adultos;
- sesiones de formación en grupo con varios alumnos;
- aprendizaje de compresiones torácicas y ventilaciones;
- formación en primeros auxilios, socorrismo, seguridad y salud en el trabajo (SST) o equivalente;
- uso en centros de formación, colegios, asociaciones u organismos de socorro.

Preguntas frecuentes – Lote de 4 maniqués de RCP para adultos « mannequins » de Sani-Man

¿Cómo se gestiona la higiene durante las sesiones?

El sistema utiliza una **máscara facial con pulmones integrados**. Este diseño limita la necesidad de limpieza, desinfección y desmontaje entre usuarios.

¿Cómo se comprueba que las insuflaciones son correctas?

Una **elevación visible del tórax** permite comprobar visualmente que la respiración artificial se realiza correctamente.

¿Permiten los maniqués « mannequins » practicar la correcta colocación de las manos?

Sí. Los maniqués « mannequins » cuentan con **marcas palpables** para ayudar a los alumnos a colocar correctamente las manos para las compresiones torácicas.