

Maniquí de RCP para adultos Sani-Man



El maniquí económico para RCP en adultos « mannequin » es un soporte de formación sencillo y accesible, diseñado para el aprendizaje de las técnicas de reanimación cardiopulmonar en adultos. Permite a los alumnos practicar la apertura de las vías respiratorias, las compresiones torácicas y las ventilaciones en un entorno pedagógico estructurado.

El maniquí « mannequin » incorpora una función de **inclinación de la cabeza y elevación de la barbilla** para practicar correctamente la apertura de las vías respiratorias. Su sistema de **máscara facial con pulmón** facilita la organización de las sesiones y reduce las tareas de limpieza, desinfección y desmontaje entre ejercicios.

Su piel de vinilo resistente, su torso relleno de espuma y sus marcas palpables permiten realizar entrenamientos repetidos. **La elevación visible del tórax** ayuda al formador a comprobar rápidamente si la insuflación se ha realizado correctamente.

Características técnicas

	Maniquí de formación en RCP para adultos
	Adulto
	Desobstrucción de las vías respiratorias, ventilación y compresiones torácicas
	Inclinación de la cabeza y elevación de la barbilla
	Elevación visible del tórax
	Máscara facial con pulmón
	Vinilo resistente

Torso	Relleno de espuma para ofrecer resistencia a las compresiones
Marcas anatómicas	Marcas palpables para la colocación de las manos
Contenido incluido	Maniquí, 3 vías respiratorias e instrucciones de uso
Bolsa de transporte	No incluido
Dimensiones	48 x 38 x 23 cm
Peso de envío	3,2 kg

Usos

- formación en reanimación cardiopulmonar en adultos;
- aprendizaje de las compresiones torácicas;
- entrenamiento en ventilaciones con control visual;
- formación en primeros auxilios, socorrismo, seguridad y salud en el trabajo (SST) o equivalente;
- uso en colegios, centros de formación, asociaciones u organismos de socorro.

Preguntas frecuentes: maniquí económico de RCP para adultos

¿Este « mannequin » es adecuado para formaciones en grupo?

Sí. Su formato económico permite equipar varios puestos de entrenamiento y que practiquen más alumnos durante una misma sesión.

¿Cómo se comprueba que la insuflación es correcta?

Una **elevación visible del tórax** permite comprobar visualmente que el aire se insufla correctamente durante el ejercicio.

¿Requiere el « mannequin » una limpieza compleja entre usuarios?

No. El sistema de **máscara facial con pulmón** limita las operaciones de limpieza, desinfección y desmontaje durante las formaciones.