

Brazo de entrenamiento IV geriátrico para perfusión e inyección intramuscular



El **brazo de entrenamiento IV geriátrico para perfusión e inyección intramuscular** está destinado a la formación en técnicas de cateterización intravenosa en el ámbito geriátrico. Desarrollado a partir de un molde tomado de un ser humano, permite que los alumnos se enfrenten a condiciones de punción más similares a las que se dan en las personas mayores.

Este modelo reproduce, en particular, **venas que se desplazan o desaparecen** al intentar la cateterización. Esta característica ayuda a los estudiantes a desarrollar una mayor precisión en los movimientos, una palpación más atenta y un enfoque más gradual de la técnica intravenosa.

Zonas de cateterización realistas

La cateterización puede realizarse en el **dorso de la mano** o en la **cara medial del antebrazo**. El alumno también puede palpar una vena cefálica o basílica, incluso a la altura de la fosa antecubital.

La piel, especialmente diseñada, ofrece un aspecto realista para mejorar la experiencia formativa. Este brazo constituye un recurso adecuado para escuelas de enfermería, laboratorios docentes, centros hospitalarios y organismos de simulación médica que forman a profesionales sanitarios destinados a atender a pacientes de edad avanzada.

	Formación en técnicas intravenosas en el ámbito geriátrico
	Desarrollado a partir de un moldeado en vivo
	Venas que se desplazan o desaparecen al intentar la

	cateterización
Zonas de cateterización	Dorso de la mano y cara medial del antebrazo
Venas palpables	Vena cefálica o basílica, incluida la fosa antecubital
Piel	Piel realista diseñada específicamente para la simulación
Bolsa de transporte	Incluida
Peso de envío	aproximadamente 7,3 kg
Dimensiones de envío	aproximadamente 88,9 x 33 x 22,9 cm

Uso

- formación en cateterización intravenosa;
- práctica de técnicas intravenosas en pacientes de edad avanzada;
- aprendizaje de la palpación venosa;
- simulación de venas difíciles de cateterizar;
- formación en escuelas de enfermería, centros hospitalarios o laboratorios de simulación médica.

Preguntas frecuentes: Brazo de entrenamiento intravenoso geriátrico

¿Por qué elegir un brazo de entrenamiento para intravenosas geriátricas en lugar de un brazo de entrenamiento estándar?

Un brazo geriátrico permite practicar en condiciones más difíciles, similares a las que se dan en pacientes de edad avanzada. Las venas pueden desplazarse o desaparecer durante el intento de cateterización, lo que obliga al alumno a mejorar su palpación, su posicionamiento y su precisión.

¿Qué zonas se pueden utilizar para la cateterización?

La cateterización puede realizarse en el **dorso de la mano** y en la **cara medial del antebrazo**. El modelo también permite la palpación de las venas cefálica o basílica, incluso a nivel de la fosa antecubital.

¿Es este brazo adecuado para la formación con varios alumnos?

Sí. Está adaptado a los ejercicios supervisados en centros de formación o laboratorios de simulación. No obstante, para un uso intensivo, es importante disponer de piezas de recambio adecuadas, especialmente para la piel, las venas o el depósito.