


Station lave œil murale Saline 2 flacons 500ml solution Salin PLUM 4650



La **station lave-œil murale Plum Green Box 2 x 500 ml** est conçue pour mettre à disposition un point de rinçage visible et rapidement accessible en cas de poussières, saletés ou corps étrangers dans les yeux ou les plaies. Elle contient **2 flacons de 500 ml** de solution **Plum Wound and Eyewash 0,9 % chlorure de sodium**.

Son coffret fermé protège les flacons contre la poussière et les salissures, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements de travail exposés : ateliers, zones de production, maintenance, entrepôts, locaux techniques ou petits postes de travail nécessitant une solution de premiers secours de proximité.

Une station fermée pour les rinçages d'urgence

Cette station murale permet de conserver les flacons propres, visibles et accessibles à l'endroit où un rinçage immédiat peut être nécessaire. La solution saline **0,9 %** est destinée au rinçage mécanique des poussières, saletés ou particules présentes dans les yeux ou les plaies.

Cette station murale permet de conserver les flacons propres, visibles et accessibles à l'endroit où un rinçage immédiat peut être nécessaire. La solution saline **0,9 %** est destinée au rinçage mécanique des poussières, saletés ou particules présentes dans les yeux ou les plaies.

| | |
|--|---|
| | Station murale lave-œil en coffret fermé |
| | 2 x 500 ml |
| | Plum Wound and Eyewash 0,9 % chlorure de sodium |
| | Polystyrène haute résistance, fermé et étanche à la |

| | |
|----------------------------|---|
| | poussière |
| Installation | Montage mural |
| Équipements fournis | Pictogrammes clairs et miroir |
| Usage recommandé | Rinçage des yeux ou des plaies en cas de poussières, saletés ou corps étrangers |

Pour quels usages choisir cette station lave-œil ?

Cette station est destinée aux postes où un rinçage rapide peut être nécessaire après une projection de poussières, de saletés ou de corps étrangers. Elle convient aux environnements professionnels où les flacons doivent rester protégés tout en étant facilement disponibles.

- ateliers et zones de maintenance ;
- zones de production poussiéreuses ou sales ;
- entrepôts, plateformes logistiques et postes de préparation ;
- locaux techniques, petits lieux de travail ou postes isolés ;
- sites nécessitant un point de premiers secours mural de proximité.

FAQ – Station lave-œil Plum Green Box 2 x 500 ml

Dans quel cas choisir cette station avec 2 flacons de solution saline ?

Cette station est adaptée lorsque le risque principal concerne les poussières, saletés ou corps étrangers dans les yeux ou les plaies. Les deux flacons de 500 ml permettent de disposer d'une capacité de rinçage plus confortable qu'un format plus compact.

Quelle différence avec une station contenant du pH Neutral ?

Cette version contient uniquement une solution saline 0,9 %, destinée au rinçage mécanique. Si le risque concerne des projections d'acides ou d'alcalins, une station combinant une solution pH Neutral et une solution saline peut être plus appropriée.

Que vérifier lors des contrôles périodiques ?

Il faut vérifier que la station reste visible et accessible, que les flacons sont présents, propres, non périmés, et que les pictogrammes ainsi que le miroir restent en bon état.