

## Attelle de doigt SAM SPLINT Lot de 10



### Attelle de doigt SAM SPLINT pour l'immobilisation rapide

L'**attelle de doigt SAM SPLINT** est un dispositif d'immobilisation compact destiné à maintenir un doigt blessé de manière rapide, simple et efficace. Elle est particulièrement adaptée aux situations de premiers secours, aux troussees d'intervention, aux environnements médicaux, sportifs, professionnels ou aux besoins de prise en charge initiale sur le terrain.

Inspirée du principe des attelles SAM SPLINT classiques, elle combine **souplesse de mise en forme** et **maintien structuré**. Une fois modelée, l'attelle permet de stabiliser le doigt afin de limiter les mouvements et d'apporter un premier niveau de soutien avant avis ou prise en charge médicale.

### Un format compact pour les blessures du doigt

Avec son format spécifique de **9,4 x 4,6 cm**, cette version est pensée pour l'**immobilisation des doigts**. Plus compacte qu'une attelle longue, elle se transporte facilement et peut être stockée dans une trousse de secours, un sac médical ou un kit d'urgence sans encombrement.

Le conditionnement en **lot de 10 attelles** permet de disposer de plusieurs unités prêtes à l'emploi, notamment pour les professionnels, les associations de secours, les structures sportives, les collectivités ou les environnements nécessitant du matériel de premiers soins en quantité.

### Une attelle légère, modelable et réutilisable

L'attelle SAM SPLINT doigt est **légère, compacte et facilement modelable**. Elle peut être pliée ou formée selon le besoin afin de s'adapter à la zone à immobiliser. Elle se fixe simplement à l'aide d'un ruban adhésif médical, d'une bande ou d'un système de maintien adapté.

Sa conception **réutilisable** et **résistante à l'eau** en fait une solution pratique pour les environnements d'intervention variés. Elle présente également des propriétés **radiotransparentes**, permettant de réaliser des examens radiographiques sans gêne majeure liée à l'attelle.

## Pour quels usages utiliser une attelle de doigt SAM SPLINT ?

Cette attelle est destinée à l'**immobilisation temporaire d'un doigt** en cas de blessure, choc, traumatisme, entorse ou suspicion de fracture. Elle constitue une solution de premiers secours permettant de limiter les mouvements en attendant une évaluation médicale.

Elle peut être utilisée par les **professionnels du secours**, les équipes médicales, les structures sportives, les entreprises, les collectivités ou toute organisation souhaitant compléter son matériel d'urgence avec une solution simple et fiable pour les blessures des doigts.

## Cette attelle convient-elle pour une trousse de secours ?

Oui, son format compact et son conditionnement en **lot de 10** en font un équipement adapté aux trousse de secours, sacs d'intervention, kits sportifs ou postes de premiers soins.

## L'attelle peut-elle être réutilisée ?

Oui, ce modèle est indiqué comme **réutilisable**. Il convient toutefois de vérifier son état après utilisation et de respecter les règles d'hygiène adaptées au contexte d'intervention.

## Comment maintenir l'attelle en place ?

L'attelle peut être fixée à l'aide d'un **ruban adhésif médical**, d'une bande ou d'un dispositif de maintien adapté. Le choix du maintien dépend de la situation, du confort recherché et de l'avis du professionnel de santé ou du secouriste intervenant.