

Attelle d'immobilisation junior SAM SPLINT 46 cm



Attelle d'immobilisation junior SAM SPLINT

L'**attelle junior SAM SPLINT** est une attelle d'immobilisation légère et polyvalente, destinée à la stabilisation temporaire d'un membre blessé dans le cadre des premiers secours. Son format réduit permet une utilisation adaptée aux **membres plus courts**, notamment lorsque le modèle standard est trop long ou trop encombrant.

Souple lorsqu'elle est à plat, l'attelle devient plus rigide une fois mise en forme. Elle peut être **pliée, moulée, cintrée ou découpée** afin de s'adapter à différentes situations d'immobilisation. Cette capacité de mise en forme permet d'assurer un maintien efficace en attendant une prise en charge médicale adaptée.

Un format compact pour les premiers secours

Plus courte qu'une attelle d'immobilisation classique, cette version junior se range facilement dans une **trousse de secours**, un sac d'intervention, un véhicule sanitaire, un poste de secours ou un kit d'urgence.

Son format réduit facilite son utilisation dans les contextes où une attelle standard serait trop longue. Elle constitue une solution adaptée pour les **professionnels du secours**, les structures sportives, les collectivités, les établissements recevant du public ou les équipes médicales souhaitant disposer d'un dispositif d'immobilisation simple et polyvalent.

Une attelle légère, modelable et réutilisable

L'attelle SAM SPLINT junior est conçue pour être **légère, compacte et facilement transportable**. Elle peut être roulée ou pliée pour le rangement, puis remise en forme au moment de l'utilisation.

Elle est indiquée comme **résistante à l'eau, réutilisable et radiotransparente**. Elle peut être maintenue en place à l'aide d'un ruban adhésif médical, d'une bande ou d'un système de fixation adapté à la situation.

Pour quels usages utiliser l'attelle SAM SPLINT junior ?

Cette attelle est destinée à l'**immobilisation temporaire** dans le cadre de traumatismes, blessures, entorses ou

suspensions de fractures. Elle permet de stabiliser un membre ou une articulation selon les besoins de l'intervention et les gestes de premiers secours appropriés.

Grâce à sa conception polyvalente, elle s'adresse aux **secouristes, équipes médicales, ambulanciers, formateurs, structures sportives et collectivités** ayant besoin d'un équipement compact, fiable et rapidement mobilisable sur le terrain.

Quelle est la différence avec une attelle SAM SPLINT 91 cm ?

La version junior est plus courte et plus compacte que l'attelle SAM SPLINT 91 cm. Elle est donc plus adaptée aux **membres plus courts** ou aux besoins d'immobilisation nécessitant un format réduit.

L'attelle peut-elle être découpée ?

Oui, l'attelle peut être découpée avec des ciseaux adaptés afin d'ajuster sa longueur ou sa forme selon le besoin.

Comment fixer l'attelle une fois mise en forme ?

Une fois positionnée, l'attelle peut être maintenue à l'aide d'un **adhésif médical**, d'une bande ou d'un système de maintien adapté. La fixation doit stabiliser la zone blessée sans exercer de compression excessive.