

Lot de 4 mannequins adultes de RCP Sani-Man



Le lot de 4 mannequins adultes de RCP Sani-Man est destiné à la formation aux gestes de réanimation cardio-respiratoire. Il permet d'équiper plusieurs apprenants en même temps, avec un mannequin par poste de travail, afin de rendre les exercices plus fluides et plus efficaces.

Chaque mannequin permet de pratiquer l'ouverture des voies aériennes par **inclinaison de la tête et soulèvement du menton**, les compressions thoraciques et les insufflations. L'élévation visible de la poitrine aide le formateur à vérifier que la ventilation est correctement réalisée.

Le système de **masque facial avec poumons intégrés** limite les opérations de nettoyage, de désinfection et de démontage entre les utilisations. Le torse rempli de mousse offre une résistance adaptée aux compressions, tandis que les repères palpables facilitent le bon positionnement des mains.

	Ouverture des voies aériennes, insufflations, compressions thoraciques
	Inclinaison de la tête et soulèvement du menton
	Élévation visible de la poitrine
	Repères palpables pour le positionnement des mains
	Torse rempli de mousse avec résistance aux compressions
	Vinyle résistant
	Masque facial avec poumons intégrés
	4 mannequins adultes, sac de transport, 100 systèmes



Au Service des Pros

	masque facial/poumons, 3 voies respiratoires et mode d'emploi
Dimensions d'expédition	21 x 19 x 16 pouces, soit environ 53,3 x 48,3 x 40,6 cm
Poids d'expédition	30 lb, soit environ 13,6 kg

Utilisations

- formation à la réanimation cardio-respiratoire adulte ;
- sessions de formation en groupe avec plusieurs apprenants ;
- apprentissage des compressions thoraciques et insufflations ;
- formation premiers secours, secourisme, SST ou équivalent ;
- utilisation en centre de formation, école, association ou organisme de secours.

FAQ – Lot de 4 mannequins adultes de RCP Sani-Man

Comment l'hygiène est-elle gérée pendant les sessions ?

Le système utilise un **masque facial avec poumons intégrés**. Cette conception limite le nettoyage, la désinfection et le démontage entre les utilisateurs.

Comment vérifier que les insufflations sont correctes ?

Une **élévation visible de la poitrine** permet de contrôler visuellement que l'insufflation est correctement réalisée.

Les mannequins permettent-ils de travailler le bon placement des mains ?

Oui. Les mannequins disposent de **repères palpables** afin d'aider les apprenants à positionner correctement les mains pour les compressions thoraciques.