

## Mannequin adulte de RCP Sani-Man



**Le mannequin adulte économique de RCP** est un support de formation simple et accessible, conçu pour l'apprentissage des gestes de réanimation cardio-pulmonaire sur adulte. Il permet aux apprenants de pratiquer l'ouverture des voies respiratoires, les compressions thoraciques et les insufflations dans un cadre pédagogique structuré.

Le mannequin intègre une fonction d'**inclinaison de la tête et soulèvement du menton** pour travailler correctement l'ouverture des voies respiratoires. Son système de **masque facial avec poumon** facilite l'organisation des sessions et limite les opérations de nettoyage, de désinfection et de démontage entre les exercices.

Sa peau en vinyle résistante, son torse rempli de mousse et ses repères palpables permettent des entraînements répétés. L'**élévation visible de la poitrine** aide le formateur à vérifier rapidement si l'insufflation est correctement réalisée.

### Caractéristiques techniques

	Mannequin adulte de formation RCP
	Adulte
	Ouverture des voies respiratoires, insufflations et compressions thoraciques
	Inclinaison de la tête et soulèvement du menton
	Élévation visible de la poitrine
	Masque facial avec poumon

Peau	Vinyle résistant
Torse	Rempli de mousse pour offrir une résistance aux compressions
Repères anatomiques	Repères palpables pour le positionnement des mains
Contenu fourni	Mannequin, 3 voies respiratoires et instructions d'utilisation
Sac de transport	Non inclus
Dimensions	48 x 38 x 23 cm
Poids d'expédition	3,2 kg

## Utilisations

- formation à la réanimation cardio-pulmonaire adulte ;
- apprentissage des compressions thoraciques ;
- entraînement aux insufflations avec contrôle visuel ;
- formation premiers secours, secourisme, SST ou équivalent ;
- utilisation en école, centre de formation, association ou organisme de secours.

## FAQ – Mannequin adulte économique de RCP

### Ce mannequin est-il adapté aux formations en groupe ?

Oui. Son format économique permet d'équiper plusieurs postes d'entraînement et de faire pratiquer davantage d'apprenants pendant une même session.

### Comment vérifier que l'insufflation est correcte ?

Une **élévation visible de la poitrine** permet de contrôler visuellement que l'air est bien insufflé pendant l'exercice.

### Le mannequin nécessite-t-il un nettoyage complexe entre les utilisateurs ?

Non. Le système de **masque facial avec poumon** limite les opérations de nettoyage, de désinfection et de démontage pendant les formations.