

Bras d'entraînement IV gériatrique pour perfusion et injection intramusculaire



Le **bras d'entraînement IV gériatrique pour perfusion et injection intramusculaire** est destiné à la formation aux gestes de cathétérisation intraveineuse dans un contexte gériatrique. Développé à partir d'un moulage vivant, il permet de confronter les apprenants à des conditions de ponction plus proches de celles rencontrées chez les personnes âgées.

Ce modèle reproduit notamment des **veines qui roulent ou disparaissent** lors de la tentative de cathétérisation. Cette caractéristique aide les étudiants à développer une meilleure précision gestuelle, une palpation plus attentive et une approche plus progressive du geste IV.

Des zones de cathétérisation réalistes

La cathétérisation peut être réalisée sur le **dos de la main** ou sur la **face médiale de l'avant-bras**. L'apprenant peut également palper une veine céphalique ou basilique, y compris au niveau de la fosse antécubitale.

La peau spécialement conçue offre un rendu réaliste pour améliorer l'expérience de formation. Ce bras constitue un support pertinent pour les écoles de soins, laboratoires d'enseignement, centres hospitaliers et organismes de simulation médicale formant des soignants amenés à prendre en charge des patients âgés.

Caractéristiques techniques

	Bras d'entraînement à la cathétérisation IV
	Formation aux gestes intraveineux en contexte gériatrique
	Développé à partir d'un moulage vivant
	Veines qui roulent ou disparaissent lors de la tentative de cathétérisation

Zones de cathétérisation	Dos de la main et face médiale de l'avant-bras
Veines palpables	Veine céphalique ou basilique, y compris fosse antécubitale
Peau	Peau réaliste spécialement conçue pour la simulation
Sac de transport	Inclus
Poids à l'expédition	environ 7,3 kg
Dimensions à l'expédition	environ 88,9 x 33 x 22,9 cm

Utilisation

- formation à la cathétérisation intraveineuse ;
- entraînement aux gestes IV chez le patient âgé ;
- apprentissage de la palpation veineuse ;
- simulation de veines difficiles à cathétériser ;
- formation en école de soins, centre hospitalier ou laboratoire de simulation médicale.

FAQ – Bras d'entraînement IV gériatrique

Pourquoi choisir un bras IV gériatrique plutôt qu'un bras d'entraînement standard ?

Un bras gériatrique permet de travailler des conditions plus difficiles, proches de celles rencontrées chez les patients âgés. Les veines peuvent rouler ou disparaître lors de la tentative de cathétérisation, ce qui oblige l'apprenant à améliorer sa palpation, son positionnement et sa précision.

Quelles zones peuvent être utilisées pour la cathétérisation ?

La cathétérisation peut être pratiquée sur le **dos de la main** et sur la **face médiale de l'avant-bras**. Le modèle permet aussi la palpation de veines céphalique ou basilique, y compris au niveau de la fosse antécubitale.

Ce bras convient-il à une formation avec plusieurs apprenants ?

Oui. Il est adapté aux exercices encadrés en centre de formation ou laboratoire de simulation. Pour un usage intensif, il est toutefois important de prévoir les pièces de remplacement adaptées, notamment pour la peau, les veines ou le réservoir.