

Stethoskop mit zwei Ohrmuscheln aus Edelstahl, blau – Zaphyr + Holtex



Ein Stethoskop mit zwei Ohrmuscheln für routinemäßige Auskultationen

Das **blaue Doppelkopf-Stethoskop aus Edelstahl von Zaphyr Holtex** richtet sich an medizinisches Fachpersonal, Gesundheitseinrichtungen, Ausbildungseinrichtungen oder Rettungsdienste, die eine einfache und funktionale Auskultationsausrüstung benötigen.

Dank seiner **doppelten Hörmuschel** ist es ein vielseitiges Stethoskop für alltägliche medizinische Untersuchungen. Es eignet sich für den professionellen Einsatz, bei dem leicht erkennbare, robuste und praktisch zu handhabende Geräte benötigt werden.

Ein Doppel-Ohrstück aus Edelstahl und eine gut erkennbare blaue Ausführung

Dieses Modell ist mit einer **Doppelbrustglocke aus Edelstahl** ausgestattet, die mit einem **blauen Schlauch** kombiniert ist. Durch diese Ausführung lässt sich das Stethoskop innerhalb einer medizinischen oder pädagogischen Ausrüstung leicht unterscheiden.

Der Metallbügel und die Ohrstöpsel gewährleisten eine einfache Handhabung bei Untersuchungen. Dank seines Designs liegt es schnell in der Hand und ist sowohl für die Bedürfnisse von Fachkräften im Außendienst als auch im Pflegebereich geeignet.

Ein Gerät, das für medizinisches Fachpersonal und die Ausbildung geeignet ist

Das **Zaphyr-Stethoskop mit doppelter blauer Edelstahl-Hörmuschel** kann in einer Arztpraxis, einer Krankenstation, einem Rettungsdienst, einer Ausbildungseinrichtung oder einem medizinischen Ausrüstungsset eingesetzt werden. Es erfüllt die Anforderungen von Anwendern, die ein klares, praktisches und langlebiges Stethoskop für die Auskultation suchen.

Seine blaue Farbe und die Edelstahl-Ohrmuschel machen es zu einem schlichten, unverwechselbaren und für den medizinischen Alltag geeigneten Gerät.

Häufig gestellte Fragen

Ist dieses Stethoskop für den professionellen Einsatz geeignet?

Ja, das **blaue Stethoskop mit zwei Edelstahl-Ohrmuscheln eignet sich** für medizinisches Fachpersonal, Gesundheitseinrichtungen, Rettungsdienste und Ausbildungszwecke.

Wozu dient die Doppel-Hörmuschel?

Die **doppelte Hörmuschel** ermöglicht einen vielseitigen Einsatz bei routinemäßigen Auskultationen, je nach den Anforderungen der jeweiligen Untersuchung.

Hat die blaue Farbe einen praktischen Nutzen?

Ja, der **blaue Schlauch** ermöglicht eine einfache Identifizierung des Stethoskops unter anderen medizinischen Geräten oder Ausbildungsmaterialien.