

Set mit 12 Wundsimulationsmodellen



Die **selbstklebenden Wunden im 12er-Set** dienen als Ergänzung zu Übungen in den Bereichen medizinische Simulation, Erste Hilfe und Notfallversorgung. Mit ihnen lassen sich verschiedene Verletzungen an einer Puppe, einem Simulator oder einer kompatiblen Übungshaut visuell darstellen.

Dank ihrer selbstklebenden Ausführung erleichtern sie die schnelle Umsetzung eines Lernszenarios. Der Ausbilder kann so eine Unfall-, Verletzungs- oder Opferversorgungssituation ohne aufwendiges Schminken oder langwierige Vorbereitungen vorbereiten.

Ein nützliches Hilfsmittel, um Szenarien anschaulicher zu gestalten

Der Einsatz von künstlichen Wunden verbessert das Eintauchen der Lernenden in die Situation. Er ermöglicht das Üben der Beobachtung, der Situationsanalyse, der Auswahl des Versorgungsmaterials, der Kommunikation mit dem Opfer und der Durchführung geeigneter Maßnahmen.

Dieses Set eignet sich besonders für Schulungen, bei denen das Ziel darin besteht, die Übung anschaulicher zu gestalten, ohne auf schweres Verbrauchsmaterial oder eine spezielle Formvorbereitung zurückgreifen zu müssen.

	Simulation von Verletzungen für Erste-Hilfe-Schulungen, Notfallversorgung und pädagogische Szenarien
	Selbstklebend
	Erste-Hilfe-Ausbilder, Pflegeteams, Einrichtungen, Ausbildungszentren, für medizinische

Verwendung

- Erste-Hilfe-Schulung;
- Simulation der Versorgung von Verletzten;
- Notfallversorgungsübungen;
- Lernszenarien mit Puppen oder kompatiblen Hilfsmitteln;
- schnelle Vorbereitung eines Workshops zur Wunderkennung und -versorgung.

FAQ – Selbstklebende Wunden im Sortiment

Was ist der Vorteil von selbstklebenden Wunden gegenüber Simulations-Make-up?

Selbstklebende Wunden ermöglichen eine schnelle Vorbereitung eines Szenarios ohne großen Zeitaufwand für das Schminken. Sie sind praktisch für Schulungen mit mehreren Gruppen, bei denen der Ausbilder die Übungen schnell vorbereiten und wiederholen muss.

Eignet sich dieses Produkt für Erste-Hilfe-Schulungen mit mehreren Teilnehmern?

Ja. Das **12-teilige** Sortiment ermöglicht es, verschiedene Situationen zu variieren und mehrere Szenarien rund um die Beobachtung, die Beurteilung der Verletzung und die Wahl der durchzuführenden Maßnahmen zu erstellen.

Auf welchen Trägern können diese Wunden verwendet werden?

Sie sind für Simulationsübungen vorgesehen und können auf kompatiblen Trägern wie Puppen, Simulatoren oder geeigneten Trainingsbereichen verwendet werden. Vor wiederholtem Gebrauch sollte die Kompatibilität mit dem verwendeten Träger überprüft werden.