

Simulator für die Implantation eines hormonellen Kontrazeptivums



Übungspuppe für das Einsetzen von Hormonimplantaten zur Empfängnisverhütung.

Diese linksarmige Puppe mit weichem Schaumstoff ist speziell für das **Training des Einsetzens und Entfernens von hormonellen Verhütungsimplantaten**, wie z. B. solchen mit Levonorgestrel, konzipiert. Es ermöglicht medizinischem Fachpersonal, die Technik des Einsetzens von subkutanen Implantaten unter realistischen Bedingungen zu perfektionieren, bevor das Verfahren an Patienten durchgeführt wird. Das Modell wird mit 5 Implantationsröhrchen (die Hormonimplantate darstellen) sowie einer zusätzlichen Haut geliefert, um die Übung mehrmals zu wiederholen. Das Gerät ist auf einem stabilen Ständer montiert, um eine bequeme und sichere Anwendung zu gewährleisten.

Merkmale:

- **Hochwertiger Weichschaum:** Realistische Nachbildung der Haut und des Unterhautgewebes, wodurch ein hochpräzises Training ermöglicht wird.
- **5 Implantate enthalten:** 5 Hormonimplantatröhrchen für wiederholte Simulationen des Einsetzens und Entfernens.
- **Zusätzliche Haut:** 1 austauschbare Haut, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern und die Übungen ohne Verlust an Realismus zu wiederholen.
- **Integrierter Ständer:** Die Puppe ist auf einem stabilen Ständer montiert, der eine ergonomische Haltung und ein komfortables Training für das medizinische Fachpersonal gewährleistet.
- **Realistische Abmessungen:** Entwickelt, um die Größe und anatomische Position des linken menschlichen Arms nachzubilden.
- **Langlebige Materialien:** Verschleißfest, leicht zu reinigen und für den intensiven Gebrauch konzipiert.

Vorteile:

- **Realistische Simulation:** Die Beschaffenheit und Flexibilität des Arms mit weichem Schaumstoff ermöglicht ein realitätsnahes Übungserlebnis, das für die Beherrschung des Einsetzens und Entfernens von hormonellen Verhütungsimplantaten unerlässlich ist.

- **Wiederholte Praxis:** Mit 5 Implantaten und einer austauschbaren Haut ermöglicht dieses Modell dem Gesundheitspersonal, das Training regelmäßig zu wiederholen und seine Fähigkeiten zu verbessern, ohne die Anzahl der Simulationen zu begrenzen.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Die Puppe ist auf einem stabilen Ständer montiert, der das Lernen in einer ergonomischen Position erleichtert.
- **Vielseitigkeit:** Dieses Modell ist mit verschiedenen Arten von Hormonimplantaten kompatibel und bietet somit eine vielseitige Ausbildung für verschiedene Verhütungsmethoden.
- **Haltbarkeit:** Dieses Modell wurde für eine längere Nutzung konzipiert und hält häufiger Handhabung und intensiven Trainingsbedingungen stand.

Verwendung:

Die Puppe eignet sich ideal für :

Ausbildung von Gesundheitspersonal: Wird in medizinischen Schulen, Krankenhäusern, Kliniken und Praxen eingesetzt und ermöglicht es Ärzten, Krankenschwestern und anderen Praktikern, sich im Einsetzen und Entfernen von Hormonimplantaten zu schulen.

Verbesserung der praktischen Fertigkeiten: Ermöglicht es, sich mit dem Verfahren zum Einsetzen von subkutanen Implantaten vertraut zu machen und die nötige Fingerfertigkeit zu erlangen, bevor man an echten Patientinnen arbeitet.

Einhaltung von Sicherheitsprotokollen: Ermöglicht das Üben in einer kontrollierten Umgebung, wodurch das Fehlerrisiko während der Verfahren an echten Patienten verringert wird.

Diese **Übungspuppe** für das **Einsetzen und Entfernen von Hormonimplantaten zur Empfängnisverhütung** ist ein **unverzichtbares Hilfsmittel** für medizinisches Fachpersonal, das seine Technik in einer sicheren und realistischen Umgebung perfektionieren möchte. Dank seiner Qualitätsmerkmale, seiner Haltbarkeit und seiner realistischen Darstellung ermöglicht es ein effektives Lernen und eine optimale Vorbereitung, bevor es zu Eingriffen an Patienten übergeht. Das Modell ist so konzipiert, dass es ein umfassendes und reproduzierbares Trainingserlebnis bietet und gleichzeitig eine lange und unbeschwerte Nutzung gewährleistet.