

Maniquí de cuidados KERI para adultos estándar



mannequin mannequin El **maniquí de enfermería KERi™ Basic** es un maniquí de entrenamiento para adultos de cuerpo completo diseñado para el aprendizaje de los cuidados básicos del paciente. Sirve de apoyo a la formación de enfermeros, auxiliares de enfermería y a los programas educativos relacionados con los cuidados de larga duración, permitiendo a los alumnos practicar las maniobras habituales en un entorno estructurado y seguro.

Este maniquí mannequin permite trabajar numerosas competencias: higiene del paciente, baño en la cama, cambio de ropa, vendajes, cuidado de heridas, inyecciones intramusculares, posicionamiento, traslados, cuidados de ostomía, cuidados de traqueotomía y cuidados bucales y nasales. Ofrece una base pedagógica completa para desarrollar los reflejos profesionales necesarios para el cuidado diario de un paciente.

Gracias a su **rango de movimiento realista**, su posicionamiento natural y sus **articulaciones que no pellizcan**, el « mannequin » facilita las manipulaciones repetidas durante las sesiones de formación. Su diseño ligero permite un uso práctico en aulas, centros de simulación, centros de salud u organismos de formación.

Ventajas para la formación

Este « mannequin » permite mejorar la calidad de la formación en enfermería al ofrecer un soporte concreto para el aprendizaje de gestos técnicos y relacionales. Ayuda a los alumnos a entrenarse de forma progresiva antes de la puesta en práctica con pacientes reales.

Favorece un aprendizaje reproducible, adaptado a las demostraciones del formador, a los ejercicios individuales y a las simulaciones en grupo.

Características

- Maniquí de cuerpo entero de adulto para formación en enfermería
- Tamaño real de adulto: aproximadamente 147 cm
- Diseño ligero: aproximadamente 12,7 kg
- Amplitud de movimiento realista
- Articulaciones que no pinzan para las manipulaciones pedagógicas
- Colocación natural del paciente

- Aspecto femenino general
- Posibilidad de transformarlo en un maniquí de aspecto masculino quitándole la peluca y colocándole los genitales masculinos
- Formación en inspección visual: lunares, úlcera sacra en estadio 1, pupilas dilatadas o contraídas, pliegues cutáneos rojos
- Formación en cuidados habituales: higiene, vendajes, inyecciones, cuidados de ostomía, traqueotomía, posicionamiento y traslado
- Funda de transporte no incluida

Ventajas pedagógicas

- **Formación completa** en cuidados básicos y procedimientos habituales
- **Manipulación realista** gracias a la amplitud de movimiento y al posicionamiento natural
- **Seguridad pedagógica** con articulaciones que no pellizcan
- **Versatilidad de uso** para cuidados de higiene, vendajes, inyecciones y cuidados especializados
- **Material adecuado** para escuelas, centros de formación, centros sanitarios y programas de formación de auxiliares de enfermería
- **Aprendizaje progresivo** para reforzar las maniobras antes de la práctica en situaciones reales

Usos

- formación en cuidados de enfermería básicos;
- aprendizaje de cuidados de higiene y del baño en la cama;
- práctica de vendajes y cuidados de heridas;
- formación en inyecciones intramusculares en brazo, muslo y glúteo;
- aprendizaje del posicionamiento y las técnicas de traslado del paciente;
- formación en cuidados de ostomía y traqueotomía;
- docencia en escuelas, centros de simulación, centros sanitarios u organismos de formación.

Preguntas frecuentes

¿Para qué sirve el « mannequin » de enfermería KERi™ Standard?

Sirve para formar a los alumnos en los cuidados básicos del paciente: higiene, vendajes, inyecciones intramusculares, posicionamiento, traslados, cuidados de ostomía, cuidados de traqueostomía y gestos cotidianos de atención.

mannequin ¿Este maniquí de enfermería KERi™ Standard es adecuado para la formación inicial?

Sí, es adecuado tanto para la formación inicial como para la formación más avanzada. Permite practicar progresivamente las técnicas antes de aplicarlas a pacientes reales.

¿Qué maniobras se pueden practicar con este maniquí « mannequin »?

Permite, en particular, practicar el aseo en la cama, el cambio de ropa, los cuidados bucales y nasales, los vendajes, las inyecciones intramusculares, los cuidados de ostomía, los cuidados de traqueotomía, el posicionamiento y las técnicas de traslado.

¿Por qué son importantes las articulaciones que no pellizcan?

Las articulaciones que no pellizcan facilitan las manipulaciones repetidas durante la formación y reducen el riesgo de pellizcos al colocar el maniquí « mannequin » o durante los ejercicios de traslado.

¿Se incluye la funda de transporte?

No, por lo que debe adquirirse por separado si el maniquí « mannequin » va a transportarse con regularidad.