

Maniquí de RCP para recién nacidos «Kim»



El « mannequin » de RCP para recién nacidos «Kim» es un soporte de formación destinado al aprendizaje de las técnicas de reanimación cardiorrespiratoria en lactantes. Permite a los alumnos practicar las técnicas de ventilación y compresión en un entorno pedagógico adecuado para cursos de primeros auxilios, socorrismo, cuidados pediátricos o simulación médica.

Su cuerpo monobloque de **espuma sin látex** ofrece un diseño robusto, ligero y duradero. Las máscaras faciales extraíbles y las vías respiratorias reemplazables facilitan la organización de sesiones repetidas, al tiempo que contribuyen a limitar los riesgos de contaminación cruzada entre los usuarios.

El maniquí « mannequin » se suministra con una **bolsa de transporte**, **3 máscaras faciales**, **3 vías respiratorias** y un manual de instrucciones. Las máscaras faciales de recambio están disponibles por separado en lotes de 10, y las vías respiratorias de recambio, en lotes de 24.

Características técnicas

| | |
|--|--|
| | Maniquí de formación en RCP para recién nacidos |
| | Recién nacido |
| | Reanimación cardiopulmonar, ventilación, compresiones |
| | Monobloque de espuma |
| | Sin látex |
| | Piezas faciales extraíbles y vías respiratorias reemplazables |
| | Maniquí, bolsa de transporte, 3 piezas faciales, 3 vías respiratorias e instrucciones de uso |
| | Piezas faciales en lotes de 10; vías respiratorias en lotes de 24 |
| | 26 x 8 x 8 pulgadas, es decir, aproximadamente 66 x 20,3 x 20,3 cm |

Peso de envío

1,8 kg

Usos

- formación en RCP para recién nacidos;
- aprendizaje de las ventilaciones y compresiones en lactantes;
- formación en primeros auxilios, socorrismo o cuidados pediátricos;
- enseñanza en centros de formación, escuelas de salud u organismos de socorro;
- sesiones repetidas gracias a las máscaras faciales y las vías respiratorias reemplazables.

Preguntas frecuentes – Maniquí de RCP para recién nacidos Kim

¿Cómo se gestiona la higiene durante las sesiones?

El maniquí « mannequin » utiliza **piezas faciales extraíbles** y **vías respiratorias reemplazables**, lo que facilita la limpieza y reduce el riesgo de contaminación cruzada entre usuarios.

¿Qué elementos se incluyen con el « mannequin »?

El « mannequin » se suministra con una **bolsa de transporte**, **3 piezas faciales**, **3 vías respiratorias** y las instrucciones de uso.

¿Se pueden sustituir los consumibles?

Sí. Las máscaras faciales de recambio están disponibles por separado en lotes de 10 unidades, y las vías respiratorias de recambio, en lotes de 24 unidades.