


## Correa tipo araña para niños, para superficie rígida de inmovilización - Holtex



### Correa tipo araña para niños, para inmovilización sobre superficie dura

La **correa tipo araña para niños de Holtex** es un accesorio de inmovilización destinado a **sujetar a los niños sobre una superficie rígida**. Se utiliza en intervenciones de socorro, elevación o transporte para estabilizar al paciente infantil durante su atención.

Este modelo infantil permite una **inmovilización completa sobre una superficie rígida**, complementando los equipos de transporte y sujeción utilizados por los profesionales de urgencias, los paramédicos, los socorristas, las administraciones públicas o los centros equipados con material de intervención.

### Una sujeción adaptada a los pacientes infantiles

A diferencia de una correa tipo araña para adultos, este modelo está diseñado específicamente para la **inmovilización de niños**. Permite garantizar una sujeción más adaptada a su morfología al colocarlos sobre una superficie dura.

El diseño en forma de correa de araña facilita la distribución de los puntos de sujeción sobre el cuerpo del paciente. Ayuda a limitar los movimientos durante las manipulaciones y contribuye a garantizar la seguridad del transporte o la evacuación.

### ¿En qué casos se utiliza una correa tipo araña para niños?

La **correa tipo araña para niños** se utiliza cuando es necesario sujetar a un paciente joven sobre una superficie rígida en el marco de una inmovilización, una elevación o un transporte. Puede integrarse en un equipo de emergencia que incluya una superficie rígida y accesorios complementarios de sujeción.

### ¿Por qué elegir un modelo infantil?

El modelo infantil es más adecuado cuando se trata de sujetar a un paciente joven. Permite una inmovilización más acorde con la morfología del niño que un modelo para adultos, al tiempo que mantiene el principio de sujeción en varios puntos.

### Un dispositivo médico para intervenciones profesionales

La correa tipo araña para niños de Holtex es un **dispositivo médico de clase I**. Cuenta con el **marcado CE** y responde a las necesidades de los profesionales que buscan una solución de sujeción específica para niños sobre una superficie rígida.

Al no ser estéril, se integra fácilmente en equipos de primeros auxilios, ambulancias, centros comunitarios o centros médicos que dispongan de material de inmovilización y transporte.

## Puntos fuertes de la correa tipo araña para niños Holtex

- **Modelo infantil** para una inmovilización adaptada a los pacientes más jóvenes
- Diseñada para la **inmovilización completa sobre superficie rígida**
- Sujeción en varios puntos para limitar los movimientos
- Adecuada para intervenciones de emergencia, elevación y transporte
- **Producto sanitario de clase I**
- **Marcado CE**
- Producto no estéril
- Garantía de 12 meses

## Preguntas frecuentes: Correa tipo araña para niños

### ¿Este modelo es diferente de la correa tipo araña para adultos?

Sí, este modelo está diseñado para niños. Se adapta mejor a su morfología que un modelo para adultos a la hora de inmovilizarles sobre una superficie dura.

### ¿Es estéril la correa tipo araña para niños?

No, este modelo está indicado como no estéril.

### ¿Es este producto un producto sanitario?

Sí, la correa tipo araña para niños de Holtex es un producto sanitario de clase I con marcado CE.