

Plan dur BAK PAK II jaune avec 3 sangles d'immobilisation



Bak-Pak II™ – planche d'immobilisation longue colonne

La **Bak-Pak II™** est née de la collaboration entre un secouriste (EMT) et un ingénieur mécanique. Chaque détail, chaque courbe, chaque poignée est conçu pour être utile en situation réelle d'urgence. La planche est moulée en polyéthylène basse densité (LLDPE) et remplie de mousse, ce qui lui permet de flotter et de résister même en milieu aquatique — un atout précieux pour les opérations sur l'eau.

Le dessous convexe de la planche intègre des patins surélevés (runners) qui élèvent les poignées pour faciliter la préhension, même avec des gants ou sous pression. Les poignées sont extra larges afin de permettre une bonne prise même avec des gants épais, optimisant le contrôle lors de manœuvres.

Le plan dur Bak-Pak II est totalement translucide aux rayons X, ce qui évite les repositionnements fréquents pendant les examens radiographiques. Elle est compatible avec la plupart des dispositifs de stabilisation de tête (head immobilizers) standards. Elle est résistante aux impacts dans des températures extrêmes et aux agents chimiques tels que le sang, les huiles ou les acides.

Avantages & points forts

Grâce à sa conception foam-filled, la Bak-Pak II ne craque pas, ne s'éclate pas et ne se fissure pas — un avantage essentiel pour un usage intensif et sur terrain. Elle est garantie sans éclats, sans éclats de plastique dangereux.

Sa flottabilité la rend adaptée aux rescues aquatiques ou aux environnements où l'eau est présente. Sa radiotranslucidité la rend très pratique en milieu médical sans avoir à retirer le patient pour un examen radiographique. Ses matériaux résistants la protègent contre les produits chimiques, facilitant le nettoyage après une mission.

Enfin, son design ergonomique avec poignées surélevées garantit une manutention facilitée, améliorer la sécurité des intervenants lors des transferts ou mouvements sur terrain difficile.

Utilisations recommandées

Le Bak-Pak II est particulièrement adaptée pour les interventions d'urgence, les sauvetages (terre ou eaux), les opérations de désincarcération, le transport médical préhospitalier, les missions sur des terrains accidentés ou hostiles, et toute situation nécessitant une immobilisation de colonne vertébrale. Elle est également utile dans les environnements maritimes ou humides grâce à sa flottabilité.

FAQ – Questions fréquentes

Ce plan dur est-il vraiment radio translucide ?

Oui, le Bak-Pak II est entièrement translucide aux rayons X, ce qui permet de réaliser des examens radiographiques sans repositionner le patient.

Peut-elle être utilisée dans l'eau ?

Oui, grâce à son remplissage en mousse, elle flotte et est parfaitement adaptée aux opérations de secours aquatiques.

Quelle charge maximale supporte-t-elle ?

Le plan dur supporte jusqu'à 204 kg.

Est-ce qu'elle est livrée avec sangles ?

Non, le plan dur vendu seul ne comprend pas les sangles ni l'immobilisateur de tête. Dans certaines versions "combo", un kit de sangles (Spider Straps) peut être proposé.

Pourquoi choisir la Bak-Pak II ?

Le plan dur d'immobilisation Bak-Pak II est l'un des meilleurs choix pour les professionnels de la santé et du secours qui recherchent une planche fiable, polyvalente et durable. Sa radio translucidité, sa flottabilité, sa capacité élevée, son design robuste et ses multiples options font d'elle une référence en matière de planches de colonne. Que ce soit pour des interventions sur terre, en eau ou dans des conditions extrêmes, la Bak-Pak II est conçue pour répondre aux défis les plus exigeants.