

Mannequin de RCP nouveau-né Kim



Le mannequin de RCP nouveau-né Kim est un support de formation destiné à l'apprentissage des gestes de réanimation cardio-respiratoire sur nourrisson. Il permet aux apprenants de s'entraîner aux techniques de ventilation et de compression dans un cadre pédagogique adapté aux formations premiers secours, secourisme, soins pédiatriques ou simulation médicale.

Son corps monobloc en **mousse sans latex** offre une conception robuste, légère et durable. Les pièces faciales amovibles et les voies respiratoires remplaçables facilitent l'organisation de sessions répétées, tout en contribuant à limiter les risques de contamination croisée entre les utilisateurs.

Le mannequin est livré avec un **sac de transport**, **3 pièces faciales**, **3 voies respiratoires** et une notice d'utilisation. Les pièces faciales de remplacement sont disponibles séparément par lot de 10, et les voies respiratoires de remplacement par lot de 24.

Caractéristiques techniques

	Mannequin de formation RCP nouveau-né
	Nouveau-né
	Réanimation cardio-respiratoire, insufflations, compressions
	Monobloc en mousse
	Sans latex
	Pièces faciales amovibles et voies respiratoires remplaçables
	Mannequin, sac de transport, 3 pièces faciales, 3 voies respiratoires et instructions d'utilisation
	Pièces faciales par lot de 10 ; voies respiratoires par lot de 24
	26 x 8 x 8 pouces, soit environ 66 x 20,3 x 20,3 cm

Poids d'expédition	1,8 kg
--------------------	--------

Utilisations

- formation à la RCP du nouveau-né ;
- apprentissage des insufflations et compressions sur nourrisson ;
- formation premiers secours, secourisme ou soins pédiatriques ;
- enseignement en centre de formation, école de santé ou organisme de secours ;
- sessions répétées grâce aux pièces faciales et voies respiratoires remplaçables.

FAQ – Mannequin de RCP nouveau-né Kim

Comment l'hygiène est-elle gérée pendant les sessions ?

Le mannequin utilise des **pièces faciales amovibles** et des **voies respiratoires remplaçables**, ce qui facilite le nettoyage et limite les risques de contamination croisée entre les utilisateurs.

Quels éléments sont fournis avec le mannequin ?

Le mannequin est fourni avec un **sac de transport**, **3 pièces faciales**, **3 voies respiratoires** et des instructions d'utilisation.

Les consommables peuvent-ils être remplacés ?

Oui. Les pièces faciales de remplacement sont disponibles séparément par lot de 10, et les voies respiratoires de remplacement par lot de 24.