

## Chat Fluffy pour formation RCP



Le mannequin chat de RCP Fluffy est un support d'entraînement vétérinaire destiné à l'apprentissage des gestes de réanimation cardio-pulmonaire chez le chat. Il permet aux apprenants de pratiquer les compressions thoraciques félines et la réanimation bouche-à-museau dans un cadre pédagogique sécurisé.

Le mannequin dispose de **poumons fonctionnels réalistes** et d'un **pouls artificiel**, afin de rendre les exercices plus concrets. Il permet également de travailler la pose d'attelles et les bandages, ce qui élargit son intérêt pour les formations en soins d'urgence vétérinaire.

Les pièces peuvent être nettoyées et certains éléments sont jetables pour faciliter les sessions répétées. Le mannequin est fourni avec une **mallette de transport** et **5 poumons jetables**. Les écrans faciaux sont vendus séparément.

### Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques – Mannequin chat de RCP Fluffy	
Type de produit	Mannequin chat de formation à la RCP
Gestes travaillés	Compressions thoraciques félines, réanimation bouche-à-museau, contrôle du pouls artificiel
Poumons	Poumons fonctionnels réalistes
Pouls	Pouls artificiel
Gestes complémentaires	Pose d'attelles et bandages
Nettoyage	Pièces nettoyables ; éléments jetables selon utilisation
Contenu fourni	Mannequin, mallette de transport et 5 poumons jetables
Accessoires non inclus	Écrans faciaux vendus séparément

### Utilisations

- formation à la réanimation cardio-pulmonaire féline ;
- apprentissage des compressions thoraciques chez le chat ;

- entraînement à la réanimation bouche-à-museau ;
- contrôle du pouls artificiel pendant les exercices ;
- formation aux bandages et à la pose d'attelles ;
- enseignement en école vétérinaire, clinique, centre de simulation ou organisme de formation en secourisme animalier.

## FAQ – Mannequin chat de RCP Fluffy VET4100

### Le mannequin permet-il de visualiser les insufflations ?

Oui. Il dispose de **poumons fonctionnels réalistes**, ce qui permet de rendre l'entraînement à la ventilation plus concret pendant les exercices.

### Peut-on aussi travailler les bandages ou les attelles ?

Oui. Le mannequin est conçu pour permettre la pratique de la pose d'attelles et des bandages, en complément des exercices de RCP féline.

### Ce mannequin est-il adapté aux formations répétées ?

Oui. Les pièces peuvent être nettoyées et certains éléments sont jetables, ce qui facilite son utilisation lors de sessions pédagogiques répétées.