

Sac premiers secours 20 litres



Le **sac de secours petit format 20 L** est destiné au transport du matériel d'intervention, de premiers secours ou de soins d'urgence. Son format compact permet de disposer d'un équipement facilement transportable, adapté aux interventions rapides, aux véhicules de secours, aux équipes terrain ou aux postes de soins mobiles.

Sa conception associe un extérieur en **Cordura® 1100 dtex**, un intérieur en **nylon 300D avec revêtement PVC**, des fermetures **YKK®** et des bandes réfléchissantes **Reflexite®**. Ces éléments apportent une bonne résistance à l'usage courant, tout en améliorant la visibilité du sac lors des interventions.

Un sac compact pour organiser le matériel de secours

Le sac est divisé en deux compartiments séparés, avec une partie inférieure semi-rigide et une partie supérieure à ouverture interne. L'intérieur comprend des élastiques de maintien pour organiser le matériel et limiter les déplacements pendant le transport.

Des poches extérieures transparentes permettent l'identification rapide du sac ou de son contenu. Le transport est facilité par les poignées de main et la bandoulière, selon le mode de port souhaité.

Caractéristiques techniques

	Sac de secours petit format
	20 L
	42 x 26 x 20 cm
	1 kg
	Cordura® 1100 dtex
	Nylon 300D avec revêtement PVC
	YKK®

Bandes réfléchissantes	Reflexite®
Organisation intérieure	Deux compartiments, partie inférieure semi-rigide, élastiques de maintien
Transport	Poignées de main et bandoulière
Identification	Poches extérieures transparentes

Utilisation

- Transport de matériel de premiers secours.
- Organisation de consommables médicaux ou d'intervention.
- Equipement pour véhicule de secours, poste de soins ou équipe terrain.
- Intervention rapide nécessitant un sac compact et structuré.
- Rangement de matériel dans un format léger et facilement transportable.

FAQ – Sac de secours petit format 20 L

À quel usage correspond ce sac de secours petit format ?

Il convient au transport de matériel de premiers secours, de consommables médicaux ou d'équipements d'intervention dans un format compact de **20 L**.

Comment le matériel est-il organisé à l'intérieur ?

Le sac comprend deux compartiments séparés, une partie inférieure semi-rigide et des élastiques intérieurs permettant de maintenir le matériel en place pendant le transport.

Le sac est-il facile à identifier sur intervention ?

Oui. Il dispose de bandes réfléchissantes **Reflexite®** et de poches extérieures transparentes permettant d'identifier plus rapidement le sac ou son contenu.