Wand-Augenspülstation pH neutral 200ml und Saline 500ml PLUM 4789



Die **Plum Green Box 200 ml + 500 ml Augenwaschstation** für die **Wandmontage** wurde entwickelt, um einen sichtbaren und schnell erreichbaren Erste-Hilfe-Punkt für Spritzer in die Augen oder auf die Haut zur Verfügung zu stellen. Sie enthält eine **200-ml-Flasche mit pH Neutral 4,9 % Phosphatlösung** und eine **500-ml-Flasche mit 0,9 % Natriumchlorid-Kochsalzlösung**.

Die geschlossene Box schützt die Flaschen vor Staub und Schmutz und ist daher besonders für exponierte Arbeitsumgebungen geeignet: Werkstätten, Produktionsbereiche, Labore, Wartungsarbeiten, Lager oder Stationen, an denen eine sofortige Spülung erforderlich sein kann.

Eine geschlossene Station für erste Notfallspülungen

Diese Station kombiniert zwei sich ergänzende Lösungen: Die Lösung **pH Neutral** ist für Spritzer von Säuren oder Laugen bestimmt, während die **0,9%ige** Salzlösung Staub, Schmutz oder Fremdkörper abspülen kann. Dank des Wandkoffers kann das Gerät in unmittelbarer Nähe von Gefahrenbereichen positioniert werden.

Technische Daten

	Plum
	4789
	Wandmontierte Augenwaschstation in geschlossener Box
	1 x 200 ml + 1 x 500 ml
	200 ml mit 4,9 % Phosphat
	500 ml zu 0,9 % Natriumchlorid
	Hochfestes Polystyrol, geschlossen und staubdicht

Installation	Montage an der Wand
Mitgelieferte Ausstattung	Klare Piktogramme und Spiegel
Empfohlene Verwendung	Erste Hilfe bei Spritzern in die Augen oder auf die Haut

FAQ - Plum Green Box Augenwaschstation 200 ml + 500 ml

Warum sollte man eine pH Neutral-Lösung mit einer Kochsalzlösung kombinieren?

Die Lösung pH Neutral ist für Spritzer von Säuren oder Laugen geeignet, während die 0,9 %ige Kochsalzlösung zum Ausspülen von Staub, Schmutz oder Fremdkörpern verwendet wird. Durch die Kombination der beiden Flaschen können mehrere gängige Erste-Hilfe-Situationen abgedeckt werden.

In welchen Umgebungen sollte diese geschlossene Station aufgestellt werden?

Sie eignet sich besonders für staubige, schmutzige oder spritzwassergefährdete Umgebungen, da der geschlossene Kasten die Flaschen schützt und gleichzeitig das Material zugänglich bleibt.

Warum sollte man die Station direkt in der Nähe des Gefahrenbereichs aufstellen?

Wenn Spritzer in die Augen oder auf die Haut gelangen, ist die Schnelligkeit der Spülung entscheidend. Wenn Sie die Station so nah wie möglich an der exponierten Stelle aufstellen, verkürzt sich die Interventionszeit.