Ersatzteil-Set für den Krikothyreotomie-Simulator



Das **Ersatzset für den Krikothyreotomie-Simulator dient** dazu, die bei den Krikothyreotomie-Übungen verwendeten Verbrauchsmaterialien zu ersetzen. Es ermöglicht es, den Simulator auch nach mehreren praktischen Übungen in einem für die Ausbildung geeigneten Zustand zu halten.

Dieses Set enthält **3 Hautauflagen**, **3 Einsätze für Erwachsene** und **3 Einsätze für Kinder**. So können mehrere Schulungseinheiten durchgeführt werden, wobei die Simulationsbereiche stets an die jeweils geübten Handgriffe angepasst bleiben.

Es ist ausschließlich für den nicht mehr hergestellten Life/form®-Krikothyreotomie-Simulator bestimmt. Die Kompatibilität muss daher vor der Bestellung überprüft werden.

Technische Daten

Technische Daten – Ersatzset	
Produkttyp	Ersatzset für Krikothyreotomie-Simulator
Inhalt des Sets	3 Hautmodelle, 3 Einsätze für Erwachsene und 3 Einsätze für Kinder
Kompatibilität	Krikothyreotomie-Simulator
Verwendung	Ersatz der bei den Übungen verbrauchten Verbrauchsmaterialien
Zielgruppe	Ausbildungszentren, Ausbilder für Notfallmaßnahmen, medizinische Simulation

Verwendung

- Ersatz abgenutzter Hautsimulationen nach dem Training;
- Schulung zur Krikothyreotomie an einem kompatiblen Simulator;
- Durchführung wiederholter Schulungen in Ausbildungszentren;
- Training an Einlagen für Erwachsene und Kinder;
- pädagogische Wartung des Simulators Life/form® LF01082U.

FAQ – Ersatzset für den Krikothyreotomie-Simulator

Wozu dient dieses Ersatzset?

Dieses Set dient zum Austausch der Verbrauchsmaterialien, die bei Krikothyreotomie-Übungen verwendet werden. Es ermöglicht die Fortsetzung des Trainings, wenn die Haut oder die Einsätze des Simulators abgenutzt sind.

Mit welchem Simulator ist dieses Set kompatibel?

Dieses Set ist ausschließlich mit dem Krikothyreotomie-Simulator kompatibel. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Artikelnummer des Simulators.

Reicht dieses Set für mehrere Schulungseinheiten aus?

Ja. Mit den mitgelieferten Hautüberzügen und Einsätzen lassen sich die Trainingsbereiche je nach Nutzungsintensität und den angewandten Lehrprotokollen für mehrere Übungen erneuern.