Botiquín de primeros auxilios para embarcaciones de recreo



A bordo de una embarcación, puede producirse un corte o una herida lejos de un punto de socorro y en un entorno en el que el material está expuesto habitualmente a la humedad. Por ello, el **botiquín de primeros auxilios para embarcaciones de recreo** combina un contenido adecuado para los primeros auxilios con un estuche diseñado para soportar las exigencias del entorno náutico.

Fabricado en **PVC verde fluorescente**, Farmor presenta este botiquín como impermeable y hermético. Su mosquetón permite colgarlo en un lugar concreto para que permanezca accesible y no se desplace libremente con el resto del material a bordo.

Un botiquín destinado al equipamiento de seguridad a bordo

La normativa francesa aplicable a las embarcaciones de recreo establece una composición mínima para el botiquín de primeros auxilios en determinadas categorías de navegación. El artículo **240-2.19 de la División 240** define, en particular, los elementos que debe contener: cinta autoadhesiva, compresas estériles, apósitos adhesivos impermeables, cojín hemostático, esparadrapo, guantes, gel hidroalcohólico, manta de supervivencia y clorhexidina.

Farmor presenta este botiquín como un **conjunto reglamentado** destinado a cumplir estos requisitos para la navegación de recreo en cuestión.

Características técnicas

Botiquín de primeros auxilios para embarcaciones de recreo	
Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Color	Verde fluorescente
Protección del envase	Impermeable y hermético
Sujeción	Mosquetón
Dimensiones	300 × 110 mm
Peso	455 g
Uso	Embarcación de recreo

Un surtido centrado en las heridas y las hemorragias

A bordo, la manipulación de cabos, equipos, herramientas o elementos metálicos puede provocar cortes. El kit incluye varios niveles de atención: tiritas adhesivas para heridas pequeñas, compresas estériles para protegerlas y **una almohadilla hemostática** para cuando sea necesaria la compresión.

Las vendas, la cinta adhesiva y los guantes completan este material para disponer de los principales elementos de fijación, sujeción y protección en un único botiquín.

Contenido del botiquín

Contenido	Cantidad
Almohadilla hemostática	1 kit
Manta de supervivencia	1
Apósitos adhesivos de 20 × 72 mm	15
Apósitos adhesivos de 53 × 70 mm	6
Bolsa con 5 compresas estériles de 7,5 × 7,5 cm	1
Venda de crepé de 4 m × 10 cm	1
Venda cohesiva de 4 m × 10 cm	1
Tira adhesiva cortable de 5 m × 2 cm	1 rollo
Guantes desechables	10 pares
Toallitas limpiadoras con clorhexidina	5
Gel hidroalcohólico	1 frasco de 100 ml
Folleto de primeros auxilios en 10 idiomas	1

Protección contra la humedad y localización a bordo

La composición de un botiquín náutico es solo una parte de lo necesario: su estuche también debe poder soportar las condiciones que se dan a bordo. El **PVC impermeable y hermético** ayuda a proteger los productos contra la humedad y las salpicaduras de agua.

Por su parte, el color **verde fluorescente** facilita la localización del botiquín entre las bolsas y el eq
El mosquetón permite colocarlo en un lugar fijo y de fácil acceso.

Cintas de sujeción y fijación

El botiquín incluye tanto una **tira de crepé de 4 m × 10 cm** como una **tira cohesiva de las mismas dimensiones**. Estas completan la tirita para garantizar diferentes funciones de sujeción y fijación en función del tratamiento que se realice.

La cinta cohesiva tiene, entre otras ventajas, la de adherirse a sí misma sin necesidad de pegamento directamente sobre la piel.

Higiene de manos antes de los primeros auxilios

El kit incluye un frasco de **100 ml de gel hidroalcohólico**. Permite disponer de una solución para la higiene de las manos cuando no se dispone de inmediato de un punto de agua adecuado a bordo.

Los **10 pares de guantes desechables** completan esta protección a la hora de prestar primeros auxilios.

Una manta de supervivencia para completar el equipamiento

La manta de supervivencia incluida en el botiquín proporciona una protección térmica temporal como complemento a los productos destinados al tratamiento de heridas y hemorragias.

Su presencia cobra especial importancia en un entorno marítimo, donde el viento, la humedad y la exposición pueden acentuar rápidamente la sensación de frío.

Mantener el botiquín accesible y controlar su contenido

Un botiquín de primeros auxilios náutico debe estar **fácilmente accesible** y no quedar oculto bajo el equipo a bordo. El mosquetón facilita su colocación en una zona específica de la embarcación.

También conviene comprobar periódicamente el estado del estuche, así como las fechas de caducidad de los distintos consumibles, y sustituir inmediatamente cualquier producto utilizado o deteriorado.