Banda triangular MMF de Tyvek para inmovilización



El cabestrillo triangular MMF de Tyvek es un accesorio de primeros auxilios destinado **a inmovilizar y sujetar una extremidad superior lesionada**. Se puede utilizar para limitar los movimientos del brazo, el antebrazo, el codo, la muñeca o la mano durante la atención o el traslado de la víctima.

Su diseño en **Tyvek** le confiere un buen equilibrio entre ligereza, flexibilidad y resistencia mecánica, lo que facilita su transporte en un botiquín de primeros auxilios o en el equipo de intervención.

El cabestrillo se **suministra con dos imperdibles**, lo que facilita su fijación y su sujeción una vez colocado alrededor de la extremidad superior.

Banda triangular para la inmovilización de la extremidad superior

Un cabestrillo triangular permite sujetar una extremidad superior y limitar sus movimientos cuando no se dispone de un dispositivo de inmovilización más completo o este no es necesario de forma inmediata.

Se puede utilizar, entre otras cosas, para:

- sujetar un brazo o un antebrazo
- limitar los movimientos de la muñeca o la mano
- sujetar la extremidad superior durante un traslado
- complementar una inmovilización según la técnica de primeros auxilios utilizada.

Fabricada en Tyvek, un material ligero y resistente

El Tyvek es un material no tejido compuesto por fibras de **polietileno de alta densidad**. Se caracteriza, sobre todo, por su ligereza, su resistencia al desgarro y su impermeabilidad.

Estas propiedades resultan especialmente interesantes para un accesorio de primeros auxilios destinado a ser almacenado, transportado y manipulado rápidamente sobre el terreno.

Características técnicas

	Pañuelo triangular de primeros auxilios

Uso principal	Sujeción y apoyo de una extremidad superior
Material	Tyvek: fibras de polietileno de alta densidad no tejidas
Propiedades del material	Ligero, resistente al desgarro y al agua
Color	Blanco
Accesorios incluidos	2 imperdibles

Para botiquines de primeros auxilios y equipos de intervención

Su reducido tamaño permite integrarlo fácilmente en un **botiquín de primeros auxilios, una mochila de intervención o un equipo destinado a socorristas y equipos de seguridad**.

Es un complemento sencillo para las férulas, vendajes y otros medios de inmovilización utilizados en las operaciones de rescate.

Consejos de uso

La técnica de colocación depende de la zona lesionada y del objetivo de sujeción que se persiga. El cabestrillo debe colocarse de manera que sujete la extremidad sin ejercer una compresión excesiva.

Cuando se disponga de un método de inmovilización más adecuado, se debe dar prioridad a este último, de acuerdo con los protocolos de socorro aplicables.

Preguntas frecuentes: cabestrillo triangular de emergencia

¿Para qué sirve un cabestrillo triangular de emergencia?

Sirve principalmente para sujetar y mantener una extremidad superior lesionada con el fin de limitar sus movimientos. Se puede utilizar en el brazo, el antebrazo, el codo, la muñeca o la mano, según la técnica elegida.

¿Por qué elegir un cabestrillo de Tyvek?

El Tyvek es un material ligero y resistente al desgarro, a la vez que ofrece una buena resistencia al agua. Por lo tanto, permite obtener un cabestrillo fácil de transportar y adecuado para su uso sobre el terreno.

¿Puede sustituir a una férula?

No siempre. El cabestrillo triangular es, sobre todo, un medio de sujeción y soporte; cuando se dispone de una inmovilización más adecuada, esta debe utilizarse siguiendo los procedimientos de primeros auxilios.

¿Es este cabestrillo adecuado para los botiquines de primeros auxilios?

Sí. Su diseño flexible y ligero permite integrarla fácilmente en un botiquín o una mochila de primeros auxilios junto con el resto de productos destinados a la inmovilización y los primeros auxilios.