Écharpe triangulaire MMF en Tyvek pour immobilisation



L'**écharpe triangulaire MMF en Tyvek** est un accessoire de premiers secours destiné au **maintien et au soutien d'un membre supérieur traumatisé**. Elle peut être utilisée pour limiter les mouvements du bras, de l'avant-bras, du coude, du poignet ou de la main lors d'une prise en charge ou d'un déplacement de la victime.

Sa conception en **Tyvek** lui apporte un bon compromis entre légèreté, souplesse et résistance mécanique, ce qui la rend facile à transporter dans une trousse de secours ou un équipement d'intervention.

L'écharpe est **fournie avec 2 épingles à nourrice**, permettant de faciliter sa fixation et son maintien une fois positionnée autour du membre supérieur.

Écharpe triangulaire pour le maintien du membre supérieur

Une écharpe triangulaire permet de soutenir un membre supérieur et de limiter ses mouvements lorsqu'un dispositif d'immobilisation plus complet n'est pas disponible ou immédiatement nécessaire.

Elle peut notamment être utilisée pour :

- soutenir un bras ou un avant-bras
- limiter les mouvements du poignet ou de la main
- maintenir le membre supérieur lors d'un déplacement
- compléter une immobilisation selon la technique de secours utilisée.

Une fabrication en Tyvek légère et résistante

Le Tyvek est un matériau non tissé constitué de fibres de **polyéthylène haute densité**. Il se caractérise notamment par sa légèreté, sa résistance à la déchirure et sa résistance à l'eau.

Ces propriétés sont particulièrement intéressantes pour un accessoire de secours destiné à être stocké, transporté et manipulé rapidement sur le terrain.

Caractéristiques techniques

	Écharpe triangulaire de premiers secours

Usage principal	Maintien et soutien d'un membre supérieur
Matière	Tyvek – fibres de polyéthylène haute densité non tissées
Propriétés du matériau	Léger, résistant à la déchirure et résistant à l'eau
Couleur	Blanc
Accessoires fournis	2 épingles à nourrice

Pour les trousses de secours et équipements d'intervention

Son faible encombrement permet de l'intégrer facilement dans une **trousse de premiers secours, un sac d'intervention ou un équipement destiné aux secouristes et équipes de sécurité**.

Elle constitue un complément simple aux attelles, bandages et autres moyens d'immobilisation utilisés dans les opérations de secours.

Conseils d'utilisation

La technique de mise en place dépend de la zone traumatisée et de l'objectif de maintien recherché. L'écharpe doit être positionnée de manière à soutenir le membre sans créer de compression excessive.

Lorsqu'une immobilisation plus adaptée est disponible, celle-ci doit être privilégiée selon les protocoles de secours applicables.

FAQ – Écharpe triangulaire de secours

À quoi sert une écharpe triangulaire de secours ?

Elle sert principalement à soutenir et maintenir un membre supérieur traumatisé afin de limiter ses mouvements. Elle peut être utilisée sur le bras, l'avant-bras, le coude, le poignet ou la main selon la technique retenue.

Pourquoi choisir une écharpe en Tyvek ?

Le Tyvek est un matériau léger et résistant à la déchirure, tout en offrant une bonne résistance à l'eau. Il permet donc d'obtenir une écharpe facile à transporter et adaptée à un usage de terrain

Peut-elle remplacer une attelle ?

Pas systématiquement. L'écharpe triangulaire constitue surtout un moyen de soutien et de maintien ; lorsqu'une immobilisation plus adaptée est disponible, celle-ci doit être utilisée selon les procédures de secours.

Cette écharpe convient-elle aux trousses de premiers secours ?

Oui. Son format souple et léger permet de l'intégrer facilement dans une trousse ou un sac de secours avec les autres produits destinés à l'immobilisation et aux premiers soins.